

Geldig vanaf:	1 januari 2021	Vanaf <b>€963,88</b> excl. BTW © 2021 Excel Mobility Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel G-Lightweight +

<b>Totale hoogte:</b>	92 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar) tot 102 cm
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 17 cm
<b>Totale lengte:</b>	103 cm (incl. voetsteunen)
<b>Totaal gewicht:</b>	18 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 125 kg bij zitbreedte 40 en 45 cm Max. 135 kg bij zitbreedte 50 cm
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Zilver metallic
<b>Zitbreedte:</b>	40, 45 en 50 cm
<b>Zitdiepte:</b>	42 en 46 cm
<b>Zithoogte:</b>	45°, 47½, 50 en 52½ cm
<b>Rughoogte:</b>	Standaard: 42½ cm. Instelbaar tot 45 cm.




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: zithoogte 45 cm is uitsluitend mogelijk in combinatie met 6" voorwielen en 22" achterwielen.

## Producteigenschappen Excel G-Lightweight +

- Framekleur zilver metallic voorzien van krasvaste toplaag;
- 8" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Plooibare, gepolsterde en afneembare rugbekleding;
- Plooibare en gepolsterde zitbekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Standaard voorzien van een spanbandenrug met 5 spanbanden;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Wielbasisinstelling door middel van achterasplaat;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti-tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- 24" x 1½" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van reflectoren, PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick-Release assen;
- Doorlopende, wegzwenkbare en afneembare armleuningen met in hoogte verstelbare armpolsters;
- Voorzien van een instelbare rughoek, 85 tot 105 graden;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten;
- Diepte- en hoek instelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoekinstelbare voetplaten voorzien van nylon hielband;
- Brede range in maatvoeringen: 2 zitdieptes, 4 zithoogtes en 3 zitbreedtes;
- Zitdiepte instelbaar; 42 en 46 cm;
- Brede range aan opties en accessoires.

Aankruisen 

## 1. Uitvoering Excel G-Lightweight +

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ <b>963,88</b>	Optie zonder meerprijs	Standaard	€ 210,50 (meerprijs)
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 963,88	€ 963,88	€ 1.174,38
Standaard	2165HK712	2165MK712	2165QK712
Zitdiepte 46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 963,88	€ 963,88	€ 1.174,38
Optie zonder meerprijs	2165HK712 0216O160	2165MK712 0216O160	2165QK712 0216O160



## 2. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Framekleur, zilver metallic	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
-----------------------------	-----------	--------------------------	---	-----------

## 3. Zithoogtes

excl. btw

art. nr.

Zithoogte 45 cm, 6" voorwielen, 22" achterwielen	€ 59,50	<input type="checkbox"/>	-	02140145
Zithoogte 47½ cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen	€ 80,00	<input type="checkbox"/>	-	02140147
Zithoogte 50 cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Zithoogte 52½ cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen	€ 80,00	<input type="checkbox"/>	-	02140152

## 4. Zitvoorzieningen

Zitkussen met anti-slip zijde, met EXCEL logo

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ <b>60,50</b>			
Zitdiepte 42/43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 60,50	€ 60,50	€ 60,50
	50080439	50080444	50080449
Zitdiepte 46/47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 60,50	€ 60,50	€ 60,50
	50084047	50084547	50085047



Excel Pro Comfort zitkussen, anti-slip, met EXCEL logo

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ <b>63,00</b>		€ 4,00 (meerprijs)	€ 8,00 (meerprijs)
Zitdiepte 42/43 cm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	€ 63,00	€ 67,00	€ 71,00
	52130439	52130444	52130449
Zitdiepte 46/47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 63,00	€ 67,00	€ 71,00
	52131439	52131444	52131449



Aankruisen 

## 4. Zitvoorzieningen

Excel Pro Comfort Gel zitkussen		
Basisprijs:	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 229,00		
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 229,00	
	50074444	
Zitdiepte 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€ 229,00
		50075151



## 5. Armpolsters

	excl. btw			art. nr.
Armpolsters	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard

## 6. Voet- en beenposities

	excl. btw			art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	Standaard
Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, links, tbv zitbreedte 40 cm	€ 118,00	<input type="checkbox"/>	-	62133020
Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, rechts, tbv zitbreedte 40 cm	€ 118,00	<input type="checkbox"/>	-	62133030
Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, links, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm	€ 118,00	<input type="checkbox"/>	-	62133040
Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, rechts, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm	€ 118,00	<input type="checkbox"/>	-	62133050
Comfort beensteun, lengte compenserend, voorzien van gasveer, links, 40/50 cm	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	60086020
Comfort beensteun, lengte compenserend, voorzien van gasveer, rechts, 40/50 cm	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	60086030
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	-	60086520
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	6.2	60086530
Gipssteun, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	6.3	62136540 + 60083100
Gipssteun, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	-	62136540 + 60083110



6.1



6.2



6.3

## 7. Achterwielen

	excl. btw			art. nr.
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080003
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080001
Let op: 22" achterwielen zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met zithoogte 45 cm.				
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	7.1	Standaard
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080000
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	70080300 + 70080310
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	70080400 + 70080410
Spaakbeschermers, 22"/24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500



7.1

## 8. Remmen

	excl. btw			art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	8.1	Standaard



8.1

Aankruisen

9. Voorwielen				
	excl. btw			art. nr.
6" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	2x80000040
6" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	2x80080020
Let op: 6" voorwielen zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met zithoogte 45 cm.				
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 37,00	<input type="checkbox"/>	-	2x80000025
8" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	-	2x80000002
8" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard

10. Opties en accessoires				
	excl. btw			art. nr.
Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 40 cm	€ 59,00	<input type="checkbox"/>	10.1	12162040
Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 45 cm	€ 59,00	<input type="checkbox"/>	10.1	12162045
Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 50 cm	€ 59,00	<input type="checkbox"/>	10.1	12162050
Stokkenhouder	€ 16,50	<input type="checkbox"/>	10.2	90081010
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	10.3	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	10.4	90280975
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 40 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	10.5	99015125
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 45 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	10.5	99015130
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 50 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	10.5	99015135
Anti-tip wielen, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, links / rechts, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.6	Standaard
Infuusstandaard	€ 55,50	<input type="checkbox"/>	-	90280925



11. Excel Click & Go uitvoering				
	excl. btw			art. nr.
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)	€ 1.069,00	<input type="checkbox"/>	11.1	08110190
Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact II)	€ 2.029,00	<input type="checkbox"/>	11.2	08130190
Excel Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Professional II)	€ 2.329,00	<input type="checkbox"/>	11.3	08140190

Opmerkingen	