

Geldig vanaf:	1 januari 2021	Vanaf <b>€2.289,-</b> excl. BTW © 2021 Excel Mobility Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:		
Referentie:		
Aantal:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel G-Nexx

<b>Totale hoogte:</b>	103 cm
<b>Totale breedte:</b>	67 ↔ 85 cm (traploos)
<b>Totale lengte:</b>	119 cm
<b>Totaal gewicht:</b>	39 kg
<b>Gebbruikersgewicht:</b>	Max. 160 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Zilver metallic i.c.m. zwart
<b>Zitbreedte:</b>	40 ↔ 54 cm (traploos), buitenkant buis
<b>Zitdiepte:</b>	46½ ↔ 62½ cm (traploos), voorzijde zitbuis tot rugleuning buis
<b>Zithoogte:</b>	40 ↔ 56 cm (traploos), bovenkant framebuis
<b>Rughoogte:</b>	52,5 cm ↔ 60 cm (traploos instelbaar)




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie. De getoonde productfoto is afgebeeld met de volgende opties: Excel Pro Comfort polster zitting en Excel Pro Comfort polster rugleuning.

↔ = verstelbaar

## Producteigenschappen Excel G-Nexx

- Vast frame voorzien van mechanische kantelverstelling, traploos verstelbaar, 0-35 graden;
  - Wielbasis verstelling, met een bereik van 12 cm (42½ - 54½ cm);
  - Anti-tip wielen achter, hoogte verstelbaar, afneembaar;
  - Voorzien van zit- en rugelement met zwarte stretchstof bekleding;
  - Hoofdsteen, hoogte, diepte en hoek instelbaar;
  - Comfort beensteunen hoekverstelbaar inclusief kuitplaten, in diepte verstelbaar;
  - Duwhandvatten, hoogte verstelbaar, 10 cm bereik;
  - Achterwielen 12½", voorzien van PU lekvrije banden;
  - Framekleur: zilver metallic i.c.m. zwart;
  - Voorwielen, 8", voorzien van PU lekvrije banden;
  - In hoogte en diepte verstelbare armleuningen met verstelbare zachte armpolsters;
  - Voetplaten, opklapbaar, hoogte, diepte en hoek instelbaar voorzien van instelbare hielbanden;
  - Trommelremmen, standaard;
  - Permanente rughoekverstelling 0 - 30 graden met gasveren;
  - Centrale voetrem;
  - Uit te voeren met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating polsterlijn, zie hiervoor prijslijst Excel G-Nexx / G-Nexx + zit- en rugvoorzieningen.
- Afwijkende specificaties Excel G-Nexx +:**
- 24" Quick-Release wielen met trommelremmen.

Aankruisen 

## 1. Uitvoering Excel G-Nexx

Betreft een basisframe zonder polster zit en polster rug. Deze dienen apart bijbesteld te worden, zie hiervoor de prijslijst Excel G-Nexx zit- en rugvoorzieningen.

Excel G-Nexx, 12½" achterwielen	€ 2.289,00	<input type="checkbox"/>	1.1	7408HM336
Excel G-Nexx +, 24" achterwielen	€ 2.426,00	<input type="checkbox"/>	-	7408HM332



1.1

## 2. Hoofdsteunen

excl. btw

art. nr.

Standaard hoofdsteun, stretchstof	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
-----------------------------------	-----------	--------------------------	---	-----------

Let op: de standaard hoofdsteun is enkel mogelijk in combinatie met een standaard rugunit.

De Excel G-Nexx / G-Nexx + kan uitgevoerd worden met de Excel Silver Seating hoofdsteunen. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Nexx / G-Nexx + zit- en rugvoorzieningen.

## 3. Rompellotten

excl. btw

art. nr.

Rompellot, in hoogte en diepte verstelbaar, links	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082210
Rompellot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082220

Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met Excel Silver Seating rugleuningen.

## 4. Armleuningen

excl. btw

art. nr.

Armleuningen, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, in diepte instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
--	-----------	--------------------------	---	-----------

## 5. Armpolsters

excl. btw

art. nr.

Armpolsters	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvorming, links	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	30083050
Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	30083055

De Excel G-Nexx / G-Nexx + kan uitgevoerd worden met de Excel Silver Seating armpolsters. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Nexx / G-Nexx + zit- en rugvoorzieningen.

## 6. Voet- en beenposities

excl. btw

art. nr.

Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	62434201
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	62434211
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	-	60086520
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	6.1	60086530
Gipssteun, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	6.2	62136540 + 60083100
Gipssteun, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	-	62136540 + 60083110



6.1



6.2

## 7. Kuitplaten

excl. btw

art. nr.

Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	7.1	Standaard
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	57503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	57503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	57503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	57503730



7.1

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

## Aankruisen

8. Achterwielen		excl. btw		art. nr.	
24" x 1 3/8" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	Standaard op G-Nexx +	<input type="checkbox"/>	-	Standaard op G-Nexx +	
24" x 1 3/8" achterwielen, 28 spaaks, grijze luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	2x 40010000 2x 40010100 2x 40010010	
12 1/2" x 2 1/4" achterwielen, met kunststof velg, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard op G-Nexx	<input type="checkbox"/>	-	Standaard op G-Nexx	
12 1/2" x 2 1/4" achterwielen, met kunststof velg, voorzien van grijze luchtbanden	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	07300895	
9. Voorwielen		excl. btw		art. nr.	
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard	
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 37,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 80000020	
10. Opties en accessoires		excl. btw		art. nr.	
Stokkenhouder	€ 16,50	<input type="checkbox"/>	10.1	90081010	
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.2	Standaard	
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	10.3	90280900	
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	10.4	90280975	
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 40 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	10.5	99015125	
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 42,5 en 45 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	10.5	99015130	
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 47,5 en 50 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	10.5	99015135	
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 55 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	10.5	99015140	



## Opmerkingen

---



---



---



---



---

© 2021 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergse, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. De algemene leverings- en garantievoorwaarden zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze algemene leverings- en garantievoorwaarden zijn te vinden op onze website. De prijzen uit deze prijslijst zijn exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.

29-10-2020

Geldig vanaf:	1 januari 2021	© 2021 Excel Mobility  Van Os Medical Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), The Netherlands Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Aankruisen

## 1. Zitvoorzieningen excl. btw art. nr.

### 1.1 Excel Pro Comfort zitvoorzieningen

Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	1.1	52425040 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	1.1	52425042 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	1.1	52425045 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	1.1	52425050 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	1.1	52425055 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	1.2	57402740 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	1.2	57402745 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	1.2	57402750 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	1.2	57402755 + 12131050



Excel Pro Comfort polster zitting



1.1 Gesingeld



Excel Pro Comfort geprofileerde polster zitting



1.2 Gesingeld

Let op: de Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, is niet mogelijk in zitbreedte 42,5 cm.

### 1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen

Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 47,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108F + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108G + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 381,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132109A + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 47,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320F + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320G + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 381,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132321A + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110F + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110G + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 381,50	<input type="checkbox"/>	1.3	52132111A + 12131050



Excel Silver Seating Standaard zitting



1.3







Aankruisen

## 1. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg)

1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg)	excl. btw	<input type="checkbox"/>	art. nr.
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 560,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404C + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 560,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404D + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 560,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404E + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 560,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404F + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 560,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404G + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 735,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132405A + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 572,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206C + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 572,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206D + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 572,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206E + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 47,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 572,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206F + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 572,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206G + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 747,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132207A + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 572,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406C + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 572,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406D + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 572,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406E + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 47,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 572,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406F + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 572,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406G + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 747,50	<input type="checkbox"/>	1.6 52132407A + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40, cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 605,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800C + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 605,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800D + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 605,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800E + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 605,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800F + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 605,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800G + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 767,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132801A + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 605,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810C + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 605,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810D + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 605,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810E + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 605,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810F + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 605,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810G + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 767,50	<input type="checkbox"/>	1.7 52132821A + 12131050



Excel Silver Seating Balans zitting



1.7





Aankruisen 

## 1. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 1.3 Excel Silver Seating accessoires



1.10

Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600C
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600D
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600E
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 47,5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600F
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600G
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 55 cm	€ 111,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132601A
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602C
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602D
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602E
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 47,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602F
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602G
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 55 cm	€ 117,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132603A
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 40 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604C
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604D
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 45 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604E
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 47,5 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604F
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 50 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604G
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 55 cm	€ 124,00	<input type="checkbox"/>	1.10	52132605A
Achterdrempel, 5 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	1.11	52132620
Achterdrempel, 7,5 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	1.11	52132621
Achterdrempel, 10 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	1.11	52132622
Achterdrempel, instelbaar	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	52132623
Let op: een drempel is alleen mogelijk bij een (gesingelde) plankzitting.				
Abductieklos, stretchstof, voorzien van verstelsysteem	€ 444,00	<input type="checkbox"/>	1.12	57503800 + 57503820
Let op: de abductieklos is niet mogelijk met de comfort, comfort visco of balans zitting.				



1.11



1.12

## 2. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

### 2.1 Excel Pro Comfort rugvoorzieningen

Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	2.1	52421540 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	2.1	52421542 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	2.1	52421545 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	2.1	52421550 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	2.1	52421555 + 12131051



Excel Pro Comfort polsterrug



2.1 Gesingeld

Aankruisen

## 2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 2.1 Excel Pro Comfort rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	2.2	57401640 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	2.2	57401642 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	2.2	57401645 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	2.2	57401650 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	2.2	57401655 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	2.3	57402640 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	2.3	57402642 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	2.3	57402645 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	2.3	57402650 + 12131051
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	2.3	57402655 + 12131051



Excel Pro Comfort polsterrug



2.2 Spanbanden



Excel Pro Comfort geprofileerde polsterrug



2.3 Spanbanden

### 2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen

Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020C + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020D + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020E + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020F + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020G + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 527,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132021A + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022C + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022D + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022E + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022F + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022G + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 527,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132023A + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024C + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024D + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024E + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024F + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024G + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 539,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132025A + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004C + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004D + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004E + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004F + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004G + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 748,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132005A + 12131051



Excel Silver Seating Standaard



2.4 Standaard



Excel Silver Seating Standaard



2.5 Gesingeld

Aankruisen

## 2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006C + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006D + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006E + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006F + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006G + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 760,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132007A + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000C + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000D + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000E + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000F + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000G + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 860,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132001A + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002C + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002D + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002E + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002F + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002G + 12131051
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 872,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132003A + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008C + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008D + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008E + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008F + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008G + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 856,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132009A + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010C + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010D + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010E + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010F + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010G + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 868,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132011A + 12131051



Excel Silver Seating Standaard




2.6 Spanbanden



Excel Silver Seating Actief



2.7 Standaard

Aankruisen 

## 2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)	excl. btw			art. nr.
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054C + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054D + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054E + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054F + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054G + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 926,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132055A + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056C + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056D + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056E + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056F + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054G + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 938,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132057A + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050C + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050D + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050E + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050F + 12131051
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050G + 12131051
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.067,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132051A + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052C + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052D + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052E + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052F + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052G + 12131051
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.079,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132053A + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058C + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058D + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058E + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058F + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058G + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 856,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132059A + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060C + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060D + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060E + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060F + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060G + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 868,65	<input type="checkbox"/>	2.10	52132061A + 12131051



Excel Silver Seating Actief



2.8 Gesingeld



Excel Silver Seating Actief



2.9 Spanbanden



Excel Silver Seating Passief



2.10 Standaard

Aankruisen

## 2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104C + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104D + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104E + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104F + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104G + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 947,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132105A + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106C + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106D + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106E + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106F + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106G + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 959,65	<input type="checkbox"/>	2.11	52132107A + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100C + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100D + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100E + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100F + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100G + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.067,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132101A + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102C + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102D + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102E + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 47,5 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102F + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102G + 12131051
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.075,65	<input type="checkbox"/>	2.12	52132103A + 12131051



Excel Silver Seating Passief



2.11 Gesingeld



Excel Silver Seating Passief



2.12 Spanbanden

## 3. Hoofdsteunen

excl. btw

art. nr.

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	3.1	52132640 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, incon (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	-	52132641 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, velour (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	-	52132642 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, neopreen (incl. bevestiging)	€ 549,00	<input type="checkbox"/>	-	52132643 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 485,00	<input type="checkbox"/>	3.2	52132660 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, incon (incl. bevestiging)	€ 490,00	<input type="checkbox"/>	-	52132661 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, velour (incl. bevestiging)	€ 490,00	<input type="checkbox"/>	-	52132662 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, neopreen (incl. bevestiging)	€ 489,00	<input type="checkbox"/>	-	52132663 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 493,00	<input type="checkbox"/>	3.3	52132680 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, incon (incl. bevestiging)	€ 495,00	<input type="checkbox"/>	-	52132681 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, velour (incl. bevestiging)	€ 495,00	<input type="checkbox"/>	-	52132682 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, neopreen (incl. bevestiging)	€ 497,00	<input type="checkbox"/>	-	52132683 + 52132690



3.1



3.2



3.3



Aankruisen

4. Armpolsters	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	4.1	52132710
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	52132700
Standaard armpolster, velour, 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	52132711
Standaard armpolster, velour, 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	52132701
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 40 cm	€ 230,00	<input type="checkbox"/>	4.2	52132715
P-vormig armpolster, velour, 12 x 40 cm	€ 245,00	<input type="checkbox"/>	-	52132716
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 46 cm	€ 254,00	<input type="checkbox"/>	4.3	52132720
P-vormig armpolster, velour, 12 x 46 cm	€ 269,00	<input type="checkbox"/>	-	52132721



4.1



4.2



4.3

## Opmerkingen

© 2021 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van typen/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

29-10-2020

Pagina 11/11