

Geldig vanaf:	1 januari 2021	Prijs op aanvraag © 2021 Excel Mobility Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy II, 3 wiel

Totale lengte:	139 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	65 cm
Totale hoogte:	Voor: 110 cm. Achter: 127 cm
Totaal gewicht:	127 kg
Gebbruikersgewicht:	Max. 175 kg
Beschikbare kleuren:	Lightning blue
Zitbreedte:	48,5 cm
Zitdiepte:	51 cm
Zithoogte:	48 ↔ 58 cm (verstelbaar)
Draaicirkel:	234 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	13 cm
Max. snelheid:	15 km/u
Accu's:	2 x 12V / 73Ah
Lader:	24V / 8Ah
Actieradius:	40 - 50 km met 73 Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 15 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy II, 3 wiel

- Kunststof slagvaste covers in de kleur Lightning blue;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk digitaal dashboard voorzien van verlichte LCD display, spatwaterdicht. Voorzien van accu indicatiemeter, kilometerteller, weergave snelheid, weergave tijd, storingcodes, temperatuur en noodstopknop*;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius tot 30 km (met 50Ah accu's) tot 40 km (met 73Ah accu's);
- Afneembare mand aan de voorzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;
- Standaard voorzien stuursensor, reduceert snelheid in de bochten met 25%*;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities);
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de voorzijde.

* Vanaf batch 5197 is de Excel Galaxy II 3 wiel voorzien van bovenstaande producteigenschappen.

Excel Galaxy II, 3 wiel



Aankruisen



1. Uitvoering Excel Galaxy II, 3 wiel		excl. btw		art. nr.	
Excel Galaxy II, 3 wiel, Lightning blue	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	1.1	09735100	
2. Accu's en acculaders		excl. Btw		art. nr.	
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810620	
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	93810358	
3. Opties en accessoires		excl. btw		art. nr.	
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard	
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	<input type="checkbox"/>	3.2	90100030	
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	<input type="checkbox"/>	3.3	91010970	
Verzekeringsplaathouder	€ 14,50	<input type="checkbox"/>	3.4	97101400	
Zitkolom, geveerd	€ 299,00	<input type="checkbox"/>	-	93130755	
Bumperkit; bestaande uit voorbumper, zijbumpers en een achterbumper	€ 246,52	<input type="checkbox"/>	-	99730100	

1.1



3.1



3.2



3.3



3.4

Opmerkingen

© 2021 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-03-2021. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

28-10-2020

Pagina 2/2