

Excel Galaxy II, 4 wiel



Prijslijst / orderformulier 2021 (BTW tarief is 9%)

Versie: 21-01

Geldig vanaf:	1 januari 2021	Vanaf €2.931,19 excl. BTW	© 2021 Excel Mobility Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

Specificaties Excel Galaxy II, 4 wiel

Totale lengte:	146 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	65 cm
Totale hoogte:	Voor: 110 cm. Achter: 127 cm
Totaal gewicht:	127 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 175 kg
Beschikbare kleuren:	Standaard kleuren: Tuscan red / Champagne Speciale kleuren: Emerald green / Lightning blue / Midnight black / Macadamia brown Exclusieve kleuren: Tour-de-France blue / Royal Palladium gold / Mountain Earth brown
Zitbreedte:	48,5 cm
Zitdiepte:	47 cm
Zithoogte:	48 ↔ 58 cm (verstelbaar)
Draaicirkel:	329 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	13 cm
Max. snelheid:	15 km/u
Accu's:	2 x 12V / 50Ah of 2 x 12V / 73Ah
Lader:	24V / 8Ah
Actieradius:	≤ 35 km met 50Ah accu's of ≤ 50 km met 73Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel Galaxy II, 4 wiel

- Kunststof slagvaste covers in twee standaard kleuren, vier speciale kleuren en drie exclusieve kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk digitaal dashboard voorzien van verlichte LCD display, spatwaterdicht. Voorzien van accu indicatiemeter, kilometerteller, weergave snelheid, weergave tijd, storingcodes, temperatuur en noodstopknop*;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius: ≤ 35 km (met 50Ah accu's) en ≤ 50 km (met 73 Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Standaard voorzien van stuursensor, reduceert snelheid in de bochten met 25%*;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkenmerken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities). Keuze uit viertal kleuren;
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde.



* Vanaf batch 5449 is de Excel Galaxy II 4 wiel voorzien van bovenstaande producteigenschappen.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy II, 4 wiel		excl. btw	incl. btw	art. nr.	
1.1 Standaard kleuren					
Excel Galaxy II, 4 wiel, Champagne	€ 2.931,19	€ 3.195,00	<input type="checkbox"/>	1.1	09747110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Tuscan red	€ 2.931,19	€ 3.195,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09746110
1.2 Speciale kleuren					
Excel Galaxy II, 4 wiel, Emerald green	€ 3.022,02	€ 3.294,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09748110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Lightning blue	€ 3.022,02	€ 3.294,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09745100
Excel Galaxy II, 4 wiel, Midnight black	€ 3.022,02	€ 3.294,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09741100
Excel Galaxy II, 4 wiel, Macadamia brown	€ 3.022,02	€ 3.294,00	<input type="checkbox"/>	1.6	09742100
1.3 Exclusieve kleuren					
Excel Galaxy II, 4 wiel, Tour-de-France blue	€ 3.058,72	€ 3.334,00	<input type="checkbox"/>	1.7	09740110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Royal Palladium gold	€ 3.058,72	€ 3.334,00	<input type="checkbox"/>	1.8	09741110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Mountain Earth brown	€ 3.058,72	€ 3.334,00	<input type="checkbox"/>	1.9	09742110
2. Accu's en acculaders		excl. btw	incl. btw	art. nr.	
2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810612
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810620
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358
3. Stoelen		excl. btw	incl. btw	art. nr.	
3.1 Standaard stoelen					
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard
3.2 Speciale stoelen					
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.2	93130862
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.3	93130863
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.4	93130864
4. Velgen		excl. btw	incl. btw	art. nr.	
4.1 Standaard velgen					
Velg zilver (set van 4 stuks)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard
4.2 Speciale velgen					
Velg zwart met zilver gepolijst (set van 4 stuks)	€ 44,96	€ 49,00	<input type="checkbox"/>	4.2	99730710
Velg hoogglans zwart (set van 4 stuks)	€ 63,31	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	-	99730720
Velg titanium (set van 4 stuks)	€ 63,31	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	-	99730730



1.1

1.2



1.3

1.4



1.5

1.6



1.7

1.8



1.9



3.1

3.2



3.3

3.4



4.1

4.2

Aankruisen

5. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	5.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	€ 33,79	<input type="checkbox"/>	5.3	91010970
Verzekeringsplaathouder	€ 14,50	€ 15,81	<input type="checkbox"/>	5.4	97101400
Zitkolom, geveerd	€ 299,00	€ 325,91	<input type="checkbox"/>	-	93130755



5.1

5.2

5.3

5.4

Let op: op het moment dat er gekozen wordt voor de optie 'zitkolom, geveerd', vervalt de zithoogte instelling.

Opmerkingen

© 2021 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperlagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-03-2021. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

28-10-2020

Pagina 3/3