

Geldig vanaf:	1 januari 2021	<p><b>Vanaf €109,17 excl. BTW</b></p> <p>© 2021 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V                  Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel Litewalk Classic

<b>Totale lengte:</b>	68 cm - 76 cm
<b>Totale breedte:</b>	65 cm
<b>Totale hoogte:</b>	74 - 98 cm verstelbaar (hoogte duwhandvatten)
<b>Totaal gewicht:</b>	7,4 kg
<b>Gebuikersgewicht:</b>	Max. 130 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Artisan champagne / Grigio titanio / Navigio bianco / Tributo rosso
<b>Zitbreedte:</b>	37 cm
<b>Zitdiepte:</b>	24 cm
<b>Zithoogte:</b>	54 cm - 61 cm (verstelbaar)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel Litewalk Classic

- Verkrijgbaar in de kleuren Artisan champagne, Grigio titanio, Navigio bianco en Tributo rosso;
- Standaard voorzien van licht bedienbare remmen, met parkeerfunctie;
- Standaard uitgerust met stabiele 8" voor- en achterwielen, lekvrije PU banden;
- Standaard voorzien van ergonomische duwhandvatten, in hoogte verstelbaar;
- Eenvoudig mee te nemen dankzij opklapmechanisme;
- Standaard voorzien van opbergtas, max. 5 kg draaggewicht;
- Standaard uitgerust met rugsteun, opklapbaar en afneembaar;
- Standaard voorzien van gepolsterde zitting, opklapbaar;
- Standaard voorzien van uitwasbare zitmat;
- Frame in hoogte verstelbaar door middel van verstelknoppen;
- Lichtgewicht rollator, geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik;
- Standaard geleverd met stokhouder en steppers.

### Aankruisen

#### 1. Uitvoering Excel Litewalk Classic

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>	art. nr.
Excel Litewalk Classic, artisan champagne	€ 109,17	€ 119,00	<input type="checkbox"/>	1.1 35001110
Excel Litewalk Classic, grigio titanio	€ 109,17	€ 119,00	<input type="checkbox"/>	1.2 35001210
Excel Litewalk Classic, navigio bianco	€ 109,17	€ 119,00	<input type="checkbox"/>	1.3 35001310
Excel Litewalk Classic, tributo rosso	€ 109,17	€ 119,00	<input type="checkbox"/>	1.4 35001010



1.1



1.2



1.3



1.4

## Opmerkingen

© 2021 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van typen/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

23-10-2020