

|               |                  |                                  |  |
|---------------|------------------|----------------------------------|--|
| Geldig vanaf: | 1 september 2021 | Vanaf <b>€2.110,16</b> excl. BTW | © 2021 Excel Mobility<br>Van Os Medical B.V.<br>Adres: Koperslagerij 3<br>Postcode: 4651 SK<br>Plaats: Steenberg (NB), Nederland<br>Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20<br>Bestellingen: sales@vanosmedical.nl<br>Website: www.vanosmedical.nl |
| Dealer:       |                  |                                  |  |
| Referentie:   |                  |                                  |  |
| Ordernummer:  |                  |                                  |  |
| Afleveradres: |                  |                                  |  |

## Specificaties Excel Click & Go Compact II

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Totale lengte:</b>     | 48 cm  |
| <b>Totale breedte:</b>    | 33 cm (exclusief kappen)<br>55 cm (inclusief kappen) |
| <b>Totale hoogte:</b>     | 34 cm  |
| <b>Totaal gewicht:</b>    | 22,5 kg (12,5 kg excl. accu's)                       |
| <b>Gebruikersgewicht:</b> | Max. 135 kg (incl. rolstoel)                         |
| <b>Maximale snelheid:</b> | 6 km/u   |
| <b>Geschikt voor:</b>     | Zitbreedte 42,5 ↔ 55 cm                              |
| <b>Aandrijfwielen:</b>    | 200 x 50 mm  |
| <b>Accu's:</b>            | 2x 12V / 12Ah  |
| <b>Actieradius:</b>       | Max. 15 km   |
| <b>Gewicht accu's:</b>    | 10 kg  |



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 6 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

## Producteigenschappen Excel Click & Go Compact II

- Elektrische hulpaandrijving voor vouwbare, manueel voortbewogen rolstoelen;
- Systeem voorzien van elektromagnetische motorrem;
- Systeem voorzien van 2 gasveren, 150 N / gasveer;
- Elektronica voorzien van 2 zekeringen, een automatische zekering voor motorbeveiliging;
- Systeem voorzien van elektronica van PG, type S-drive. Deze elektronica is programmeerbaar en de storingscodes zijn uitleesbaar;
- Snelheid doseerbaar op bedieningskastje aan duwhandvatten. Tevens is de duwhulp voorzien van een voor- en achteruitschakelaar, accu-indicatiemeter en een aan- en uitknop;
- Actieradius: max. 15 km;
- Stroomvoorziening door middel van 2 x 12Ah / 12V accu's, die eenvoudig uitneembaar zijn door middel van een cassette;
- Voorzien van uitschuifbare en wegklapbare ontkoppelstang;
- Monteerbaar vanaf zitbreedte 42,5 cm tot en met 55 cm;
- Voorzien van één motor met een maximale output van 200 watt;
- Aandrijving op twee wielen door middel van een transaxle;
- Lekkrije PU banden gemonteerd op de aandrijfwielen;
- Handcontroller met accu indicatie meter en fout diagnose display;
- Zowel voor- als achterrij functie, met tevens een remfunctie;
- Standaard inclusief acculader 2Ah / 24V;
- Voorzien van contactsleutel;
- Direct te monteren op alle versies van de Excel G-Lightweight, de Excel G-Eco, de Excel G-Modular, de Excel G-Modular Comfort en de Excel G-Neos, rolstoelen met standaard zithoogte, door middel van een optionele montageset;
- Wanneer u een Excel Click & Go Compact II monteert, dient u anti-tip wielen op uw rolstoel te plaatsen.

# Excel Click & Go Compact II



Aankruisen 

| 1. Uitvoering Excel Click & Go Compact II                                 |            |                          |     |              | excl. btw | art. nr. |
|---|------------|--------------------------|-----|--------------|-----------|----------|
| Excel Click & Go Compact II, inclusief montage materiaal                  | € 2.110,16 | <input type="checkbox"/> | 1.1 | 08130190     |           |          |
| 2. Accu's en acculaders   |            |                          |     |              | excl. btw | art. nr. |
| 2 x 12Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's                       | Standaard  | <input type="checkbox"/> | -   | 2 x 93810321 |           |          |
| Acculader, 2Ah / 24V  | Standaard  | <input type="checkbox"/> | -   | Standaard    |           |          |
| 3. Opties en accessoires  |            |                          |     |              | excl. btw | art. nr. |
| Montageset ten behoeve van het verlengen van de duwhandvatten, 19 mm      | € 93,45    | <input type="checkbox"/> | -   | 93810867     |           |          |
| Montageset ten behoeve van het verlengen van de duwhandvatten, 22 - 25 mm | € 93,45    | <input type="checkbox"/> | -   | 93810868     |           |          |



1.1

## Opmerkingen

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).

23/08/2021

Pagina 2/2