

| | | |
|---------------|------------------|--|
| Geldig vanaf: | 1 september 2021 | Vanaf €1.111,76,- excl. BTW © 2021 Excel Mobility Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl |
| Dealer: | | |
| Referentie: | | |
| Ordernummer: | | |
| Afleveradres: | | |

Specificaties Excel Click & Go Lite

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Totale lengte: | 36 cm |
| Totale breedte: | 25 cm |
| Totale hoogte: | 29½ cm |
| Totaal gewicht: | 19 kg (12,2 kg zonder accu) |
| Gebbruikersgewicht: | Max. 135 kg (incl. rolstoel) |
| Maximale snelheid: | 6 km/u |
| Geschikt voor: | Zitbreedte 40 ↔ 50 cm |
| Aandrijfwielen: | 200 x 50 mm |
| Accu's: | 1 x 12V / 18Ah |
| Actieradius: | Max. 8 km |
| Gewicht accu's: | 6,8 kg |



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 6 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Click & Go Lite

- Elektrische hulpaandrijving voor vouwbare, manueel voortbewogen rolstoelen;
- Aandrijving op twee wielen, door middel van een transaxle;
- Maximum snelheid is instelbaar;
- Snelheid doseerbaar op bedieningskastje aan duwhandvatten;
- Stroomvoorziening door middel van een 12V / 18 Ah accu;
- Actieradius: 8 km;
- Voorzien van één motor van 150 Watt (max. motor output);
- PU lekvrije banden, gemonteerd op de aandrijfwielen, met blok profiel;
- Zowel voor- als achterrij functie;
- Standaard inclusief acculader 3Ah / 12V;
- Wanneer een Excel Click & Go Lite monteert, dient u anti-tip wielen op uw rolstoel te plaatsen;
- Te monteren op vrijwel alle vouwbare rolstoelen met zitbreedte 40 t/m 50 cm.

Aankruisen



1.1

| 1. Uitvoering Excel Click & Go Lite | | excl. btw | | art. nr. |
|---|------------|--------------------------|-----|-----------|
| Excel Click & Go Lite, inclusief montage materiaal | € 1.111,76 | <input type="checkbox"/> | 1.1 | 08110190 |
| 2. Lader | | excl. btw | | art. nr. |
| Acculader, 3Ah / 12V | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | Standaard |
| 3. Opties en accessoires | | excl. btw | | art. nr. |
| Montageset ten behoeve van het verlengen van de duwhandvatten, 19 mm | € 93,45 | <input type="checkbox"/> | - | 93810867 |
| Montageset ten behoeve van het verlengen van de duwhandvatten, 22 - 25 mm | € 93,45 | <input type="checkbox"/> | - | 93810868 |

Opmerkingen

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponereerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

23/08/2021