

Geldig vanaf:	1 september 2021	<p>Vanaf € 2,255,62 excl. BTW</p> <p>© 2021 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel E-Smart +

Totale lengte:	94 cm (incl. anti-tip wielen en voetplaat)
Totale breedte:	57 cm
Totale hoogte:	89 ↔ 103 cm
Totaal gewicht:	69,5 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 136 kg
Handcontroller:	VR2-50A
Zitbreedte:	44 cm
Zitdiepte:	43 cm
Zithoogte:	58 ↔ 72 cm
Draaicirkel:	66 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	3,4 cm
Max. snelheid:	8 km/u
Accu's:	2 x 18Ah / 12V
Lader:	5 Ah / 24V
Actieradius:	17,7 km



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 6km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel E-Smart +

- Motoren voorzien van elektromagnetische rem;
- Standaard zitunit met vaste rugleuning, afneembaar en wegklapbaar;
- In hoogte en hoek instelbare voetplaat;
- De zitkolom is elektrisch in hoogte verstelbaar.
- Armleuningen, wegklapbaar, in hoogte en breedte verstelbaar;
- Voorzien van design velgen;
- Voorzien van deelbaar frame, demontabel in vijf delen;
- Digitale programmeerbare elektronica; rijkenmerken en snelheid is aanpasbaar.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel E-Smart +					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Excel E-Smart +	€ 2.255,62	€ 2.458,63	<input type="checkbox"/>	-	09531000
2. Accu's en acculaders					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
2 x 18Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810320
5Ah / 24V acculader, klasse 2	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810355
3. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Joystick, rechts gemonteerd	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Joystick, links gemonteerd	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	09539001
Comfort zit met lumbaal ondersteuning en verstelbare rugleuning	standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	WS11E003AK1
Wegzwenkbare joystick, links gemonteerd	€ 137,55	€ 149,93	<input type="checkbox"/>	-	98509110 + 09539001
Wegzwenkbare joystick, rechts gemonteerd	€ 137,55	€ 149,93	<input type="checkbox"/>	-	98509110



3.1

Opmerkingen

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberghe, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

20-8-2021