

Geldig vanaf:	1 januari 2021	<p>Vanaf €610,30 excl. BTW</p> <p>© 2021 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel G-Explorer

Totale hoogte:	92 ↔ 97 cm (verstelbaar, hoogte duwhandvatten)
Totale breedte:	Zitbreedte + 20 cm
Totale lengte:	108 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	12,5 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 115 kg
Framekleuren:	Zwart / Zilver
Zit / rugbekleding:	Zwart
Zitbreedte:	45 en 50 cm
Zitdiepte:	42 cm
Zithoogte:	54 cm
Rughoogte:	42 cm



De getoonde productfoto's kunnen afwijken van de standaard configuratie.


Producteigenschappen Excel G-Explorer

- Aluminium rolstoel met vouwbaar frame;
- Zwenkwielen voor, 8" PU lekvrije banden;
- Armleuningen, in hoogte verstelbaar;
- Voetsteunen, wegzwenkbaar en afneembaar;
- Half neerklapbare rugleuning;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti-tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- Verkrijgbaar in de framekleuren zwart en zilver;
- Standaard voorzien van zwarte zit- en rugbekleding;
- Plooibare stof zit- en rugbekleding, afneembaar;
- Voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten;
- Voorzien van in hoogte verstelbare en opklapbare voetplaten;
- 24" x 1 1/8" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van mountainbike lucht banden, aluminium hoepels en Quick-Release as.


Aankruisen 

1. Uitvoering Excel G-Explorer

Framekleur zilver		
Basisprijs: € 610,30	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
	Standaard	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 610,30	€ 610,30
Standaard	3373MK5113	3373QK5113



Framekleur zwart		
Basisprijs: € 610,30	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
	Standaard	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 610,30	€ 610,30
Standaard	3376MK5113	3376QK5113



2. Voet- en beenposities

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Comfort beensteun, geschikt voor zitbreedte 45 - 50 cm, links	€ 147,60	€ 156,46	<input type="checkbox"/>	2.1 63373020
Comfort beensteun, geschikt voor zitbreedte 45 - 50 cm, rechts	€ 147,60	€ 156,46	<input type="checkbox"/>	2.2 63373030



2.1 2.2

3. Achterwielen

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Achterwielen, 24" x 1 1/2", lucht banden	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	- Standaard



4.1

4. Opties en accessoires

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Anti-tip wielen, links / rechts, per paar	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1 Standaard

Opmerkingen
