

| | | |
|---------------|------------------|---|
| Geldig vanaf: | 1 september 2021 | <p>Vanaf €1.124,27 excl. BTW</p> <p>© 2021 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> |
| Dealer: | | |
| Referentie: | | |
| Ordernummer: | | |
| Afleveradres: | | |

Specificaties Excel G-Lightweight +2

| | |
|-----------------------------|--|
| Totale hoogte: | 92 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar) tot 102 cm |
| Totale breedte: | Zitbreedte + 17 cm |
| Totale lengte: | 103 cm (incl. voetsteunen) |
| Totaal gewicht: | 19 kg |
| Gebruikersgewicht: | Max. 125 kg bij zitbreedte 40 en 45 cm Max. 135 kg bij zitbreedte 50 cm |
| Beschikbare kleuren: | Zilver metallic |
| Zitbreedte: | 40, 45 en 50 cm |
| Zitdiepte: | 40, 42½, 45, 47½ en 50 cm (instelbaar) |
| Zithoogte: | 45*, 47½, 50 en 52½ cm |
| Rughoogte: | Standaard: 42½ cm. Instelbaar tot 45 cm. |




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: zithoogte 45 cm is uitsluitend mogelijk in combinatie met 6" voorwielen en 22" achterwielen.

Producteigenschappen Excel G-Lightweight +2

- Framekleur zilver metallic voorzien van krasvaste toplaag;
- 8" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Standaard voorzien van balhoofd, hoek instelbaar;
- Plooibare, gepolsterde en afneembare rugbekleding;
- Plooibare en gepolsterde zitbekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Standaard voorzien van een spanbandenrug met 5 spanbanden;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Wielbasisinstelling door middel van achterasplaat;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti-tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- 24" x 1½" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van reflectoren, PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick-Release assen;
- Doorlopende, wegzwenkbare en afneembare armléuningen met in hoogte verstelbare armpolsters;
- Voorzien van een instelbare rug- en zithoek, 85 tot 105 graden;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten;
- Diepte- en hoek instelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoekinstelbare voetplaten voorzien van nylon hielband;
- Brede range in maatvoeringen: 5 zitdieptes, 4 zithoogtes en 3 zitbreedtes;
- Brede range aan opties en accessoires. Tevens uit te voeren met de Excel Pro Comfort en Silver Seating polsterlijn, zie hiervoor prijslijst Excel G-Lightweight +2 zit - en rugvoorzieningen.

Excel G-Lightweight +2

Aankruisen 

1. Uitvoering Excel G-Lightweight +2

| Basisprijs: | Zitbreedte 40 cm | Zitbreedte 45 cm | Zitbreedte 50 cm |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| € 1.124,27 | Optie zonder meerprijs | Standaard | € 210,50 (meerprijs) |
| Zitdiepte 40 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| € 32,00 (meerprijs) | € 1.156,27 2165HK114 + 0243H160 | € 1.156,27 2165MK114 + 0243H160 | € 1.366,77 2165QK114 + 0243H160 |
| Zitdiepte 42,5 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Standaard | € 1.124,27 2165HK114 + 0243J160 | € 1.124,27 2165MK114 + 0243J160 | € 1.334,77 2165QK114 + 0243J160 |
| Zitdiepte 45 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| € 32,00 (meerprijs) | € 1.156,27 2165HK114 + 0243M160 | € 1.156,27 2165MK114 + 0243M160 | € 1.366,77 2165QK114 + 0243M160 |
| Zitdiepte 47,5 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| € 32,00 (meerprijs) | € 1.156,27 2165HK114 + 0243O160 | € 1.156,27 2165MK114 + 0243O160 | € 1.366,77 2165QK114 + 0243O160 |
| Zitdiepte 50 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| € 32,00 (meerprijs) | € 1.156,27 2165HK114 + 0243Q160 | € 1.156,27 2165MK114 + 0243Q160 | € 1.366,77 2165QK114 + 0243Q160 |



2. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|---|-----------|
| Framekleur, zilver metallic | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | Standaard |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|---|-----------|

3. Zithoogtes

excl. btw

art. nr.

| | | | | |
|---|-----------|--------------------------|---|-----------|
| Zithoogte 45 cm, 6" voorwielen, 22" achterwielen | € 59,50 | <input type="checkbox"/> | - | 02140145 |
| Zithoogte 47½ cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen | € 80,00 | <input type="checkbox"/> | - | 02140147 |
| Zithoogte 50 cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | Standaard |
| Zithoogte 52½ cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen | € 80,00 | <input type="checkbox"/> | - | 02140152 |

4. Zitvoorzieningen

Zitkussen met anti-slip zijde, met EXCEL logo

| Basisprijs: | Zitbreedte 40 cm | Zitbreedte 45 cm | Zitbreedte 50 cm |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| € 63,53 | | | |
| Zitdiepte 42/43 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | € 63,53 50080439 | € 63,53 50080444 | € 63,53 50080449 |
| Zitdiepte 46/47 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | € 63,53 50084047 | € 63,53 50084547 | € 63,53 50085047 |



Aankruisen 

4. Zitvoorzieningen (vervolg)

| Excel Pro Comfort zitkussen, anti-slip, met EXCEL logo | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Basisprijs: | Zitbreedte 40 cm | Zitbreedte 45 cm | Zitbreedte 50 cm |
| € 66,15 | | € 4,20 (meerprijs) | € 8,40 (meerprijs) |
| Zitdiepte 42/43 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | € 66,15 | € 70,35 | € 74,55 |
| | 52130439 | 52130444 | 52130449 |
| Zitdiepte 46/47 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | € 66,15 | € 70,35 | € 74,55 |
| | 52131439 | 52131444 | 52131449 |



| Excel Pro Comfort Gel zitkussen | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Basisprijs: | Zitbreedte 45 cm | Zitbreedte 50 cm |
| € 240,45 | | |
| Zitdiepte 45 cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | € 240,45 | |
| | 50074444 | |
| Zitdiepte 50 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | € 240,45 |
| | | 50075151 |



5. Armpolsters

excl. btw

art. nr.

| Armpolsters | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | Standaard |
|-------------|-----------|--------------------------|---|-----------|
| | | | | |

6. Voet- en beenposities

excl. btw

art. nr.

| | | | | |
|---|-----------|--------------------------|-----|------------------------|
| Voetsteunen, wegzwenkbaar, links | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | Standaard |
| Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts | Standaard | <input type="checkbox"/> | 6.1 | Standaard |
| Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, links, tbv zitbreedte 40 cm | € 123,90 | <input type="checkbox"/> | - | 62133020 |
| Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, rechts, tbv zitbreedte 40 cm | € 123,90 | <input type="checkbox"/> | - | 62133030 |
| Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, links, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm | € 123,90 | <input type="checkbox"/> | - | 62133040 |
| Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, rechts, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm | € 123,90 | <input type="checkbox"/> | - | 62133050 |
| Comfort beensteun, lengte compenserend, voorzien van gasveer, links, 40/50 cm | € 146,48 | <input type="checkbox"/> | - | 60086020 |
| Comfort beensteun, lengte compenserend, voorzien van gasveer, rechts, 40/50 cm | € 146,48 | <input type="checkbox"/> | - | 60086030 |
| Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links | € 152,78 | <input type="checkbox"/> | - | 60086520 |
| Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts | € 152,78 | <input type="checkbox"/> | 6.2 | 60086530 |
| Gipssteun, links | € 157,65 | <input type="checkbox"/> | 6.3 | 62136540 + 60083100 |
| Gipssteun, rechts | € 157,65 | <input type="checkbox"/> | - | 62136540 + 60083110 |



6.1



6.2

6.3

7. Achterwielen

excl. btw

art. nr.

| | | | | |
|---|---------|--------------------------|---|-------------|
| 22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden | € 43,05 | <input type="checkbox"/> | - | 2x 40080003 |
| 22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden | € 43,05 | <input type="checkbox"/> | - | 2x 40080001 |

Let op: 22" achterwielen zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met zithoogte 45 cm.

Excel G-Lightweight +2

Aankruisen 

| 7. Achterwielen (vervolg) | | | | | excl. btw | art. nr. |
|--|------------|--------------------------|------|------------------------|-----------|----------|
| 24" x 1 3/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden | Standaard | <input type="checkbox"/> | 7.1 | Standaard | | |
| 24" x 1 3/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden | € 43,05 | <input type="checkbox"/> | - | 2x 40080000 | | |
| 24" x 1 3/8" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider | € 468,03 | <input type="checkbox"/> | - | 70080300 + 70080310 | | |
| 24" x 1 3/8" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider | € 468,03 | <input type="checkbox"/> | - | 70080400 + 70080410 | | |
| Spaakbeschermers, 22"/24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen | € 149,63 | <input type="checkbox"/> | - | 90608500 | | |
| 8. Remmen | | | | | excl. btw | art. nr. |
| Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar | Standaard | <input type="checkbox"/> | 8.1 | Standaard | | |
| 9. Voorwielen | | | | | excl. btw | art. nr. |
| 6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden | € 34,49 | <input type="checkbox"/> | - | 2x 80000040 | | |
| 6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden | € 34,49 | <input type="checkbox"/> | - | 2x 80080020 | | |
| Let op: 6" voorwielen zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met zithoogte 45 cm. | | | | | | |
| 200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden | € 34,49 | <input type="checkbox"/> | - | 2x 80000025 | | |
| 8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden | € 36,95 | <input type="checkbox"/> | - | 2x 80000002 | | |
| 8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | Standaard | | |
| 10. Opties en accessoires | | | | | excl. btw | art. nr. |
| Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 40 cm | € 83,75 | <input type="checkbox"/> | 10.1 | 12162040 | | |
| Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 45 cm | € 83,75 | <input type="checkbox"/> | 10.1 | 12162045 | | |
| Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 50 cm | € 83,75 | <input type="checkbox"/> | 10.1 | 12162050 | | |
| Stokkenhouder | € 17,33 | <input type="checkbox"/> | 10.2 | 90081010 | | |
| Zitfixatiegordel | € 55,65 | <input type="checkbox"/> | 10.3 | 90280900 | | |
| Luchtpomp | € 12,08 | <input type="checkbox"/> | 10.4 | 90280975 | | |
| Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 40 cm | € 405,83 | <input type="checkbox"/> | 10.5 | 99015125 | | |
| Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 45 cm | € 405,83 | <input type="checkbox"/> | 10.5 | 99015130 | | |
| Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 50 cm | € 405,83 | <input type="checkbox"/> | 10.5 | 99015135 | | |
| Anti-tip wielen, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, links / rechts, inclusief trapdop | Standaard | <input type="checkbox"/> | 10.6 | Standaard | | |
| Infuusstandaard | € 58,28 | <input type="checkbox"/> | - | 90280925 | | |
| 11. Excel Click & Go uitvoering | | | | | excl. btw | art. nr. |
| Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite) | € 1.111,76 | <input type="checkbox"/> | 11.1 | 08110190 | | |
| Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact II) | € 2.110,16 | <input type="checkbox"/> | 11.2 | 08130190 | | |
| Excel Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Professional II) | € 2.422,16 | <input type="checkbox"/> | 11.3 | 08140190 | | |



7.1



8.1



10.1



10.2



10.3



10.4



10.6



11.1



11.2



11.3

Opmerkingen

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

| | |
|---------------|------------------|
| Geldig vanaf: | 1 september 2021 |
| Dealer: | |
| Referentie: | |
| Ordernummer: | |
| Afleveradres: | |

© 2021 Excel Mobility

Van Os Medical
 Adres: Koperslagerij 3
 Postcode: 4651 SK
 Plaats: Steenberg (NB), The Netherlands
 Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20
 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl
 Website: www.vanosmedical.nl

Aankruisen 

1. Zitvoorzieningen excl. btw art. nr.

| 1.1 Excel Pro Comfort zitvoorzieningen | | | | | |
|--|----------|--------------------------|-----|----------------------|--|
| Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging) | € 217,24 | <input type="checkbox"/> | 1.1 | 52425040 + 12131051 | |
| Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging) | € 217,24 | <input type="checkbox"/> | 1.1 | 52425045 + 12131051 | |
| Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging) | € 217,24 | <input type="checkbox"/> | 1.1 | 52425050 + 12131051 | |
| Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging) | € 386,92 | <input type="checkbox"/> | 1.2 | 57402740 + 12131051 | |
| Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging) | € 386,92 | <input type="checkbox"/> | 1.2 | 57402745 + 12131051 | |
| Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging) | € 386,92 | <input type="checkbox"/> | 1.2 | 57402750 + 12131051 | |
| 1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen | | | | | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 296,62 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132108C + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 296,62 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132108E + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 296,62 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132108G + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 296,62 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132320C + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 296,62 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132320E + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 296,62 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132320G + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 314,47 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132110C + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 314,47 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132110E + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 314,47 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132110G + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 314,47 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132322C + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 314,47 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132322E + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 314,47 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132322G + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 328,12 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132112C + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 328,12 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132112E + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 328,12 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132112G + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 328,12 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132324C + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 328,12 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132324E + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 328,12 | <input type="checkbox"/> | 1.3 | 52132324G + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 529,72 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132150C + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 529,72 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132150E + 12131051 | |
| Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 529,72 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132150G + 12131051 | |



Excel Pro Comfort polster zitting



1.1 Gesingeld



Excel Pro Comfort geprofileerde polster zitting



1.2 Gesingeld



Excel Silver Seating Standaard zitting



1.3



Excel Silver Seating Singel zitting



1.4

Excel G-Lightweight +2 zit- en rugvoorzieningen



Aankruisen

1. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg)

| 1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg) | excl. btw | | | art. nr. |
|---|-----------|--------------------------|-----|----------------------|
| Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 529,72 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132350C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 529,72 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132350E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 529,72 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132350G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 548,62 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132152C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 548,62 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132152E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 548,62 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132152G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 548,62 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132352C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 548,62 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132352E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 548,62 | <input type="checkbox"/> | 1.4 | 52132352G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132200C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132200E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132200G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132400C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132400E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132400G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 561,22 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132202C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 561,22 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132202E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 561,22 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132202G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 561,22 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132402C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 561,22 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132402E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 561,22 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | 52132402G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132204C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132204E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132204G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132404C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132404E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 588,52 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132404G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 601,12 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132206C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 601,12 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132206E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 601,12 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132206G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 601,12 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132406C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 601,12 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132406E + 12131051 |



Excel Silver Seating Comfort zitting


1.5



Excel Silver Seating Comfort visco zitting

1.6

| | | | | |
|--|----------|--------------------------|-----|----------------------|
| Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 601,12 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | 52132406G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 635,77 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | 52132800C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 635,77 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | 52132800E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 635,77 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | 52132800G + 12131051 |



Excel Silver Seating
Balans zitting

1.7

Excel G-Lightweight +2 zit- en rugvoorzieningen



Aankruisen

| 1. Zitvoorzieningen (vervolg) | | excl. btw | | art. nr. |
|---|----------|--------------------------|------|----------------------|
| 1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg) | | | | |
| Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 635,77 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | 52132810C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 635,77 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | 52132810E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 635,77 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | 52132810G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Balans zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 648,38 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | 52132812C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Balans zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 648,38 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | 52132812E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Balans zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 648,38 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | 52132812G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 306,07 | <input type="checkbox"/> | 1.8 | 52132250C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 306,07 | <input type="checkbox"/> | 1.8 | 52132250E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 306,07 | <input type="checkbox"/> | 1.8 | 52132250G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 306,07 | <input type="checkbox"/> | 1.8 | 52132450C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 306,07 | <input type="checkbox"/> | 1.8 | 52132450E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 306,07 | <input type="checkbox"/> | 1.8 | 52132450G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 350,17 | <input type="checkbox"/> | 1.9 | 52132300C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 350,17 | <input type="checkbox"/> | 1.9 | 52132300E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging) | € 350,17 | <input type="checkbox"/> | 1.9 | 52132300G + 12131051 |
| Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 350,17 | <input type="checkbox"/> | 1.9 | 52132500C + 12131051 |
| Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 350,17 | <input type="checkbox"/> | 1.9 | 52132500E + 12131051 |
| Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging) | € 350,17 | <input type="checkbox"/> | 1.9 | 52132500G + 12131051 |
| 1.3 Excel Silver Seating accessoires | | | | |
| Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 40 cm | € 90,30 | <input type="checkbox"/> | 1.10 | 52132600C |
| Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 45 cm | € 90,30 | <input type="checkbox"/> | 1.10 | 52132600E |
| Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 50 cm | € 90,30 | <input type="checkbox"/> | 1.10 | 52132600G |
| Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 40 cm | € 94,50 | <input type="checkbox"/> | 1.10 | 52132602C |
| Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 45 cm | € 94,50 | <input type="checkbox"/> | 1.10 | 52132602E |
| Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 50 cm | € 94,50 | <input type="checkbox"/> | 1.10 | 52132602G |
| Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 40 cm | € 100,80 | <input type="checkbox"/> | 1.10 | 52132604C |
| Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 45 cm | € 100,80 | <input type="checkbox"/> | 1.10 | 52132604E |
| Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 50 cm | € 100,80 | <input type="checkbox"/> | 1.10 | 52132604G |
| Achterdrempel, 5 cm | € 80,85 | <input type="checkbox"/> | 1.11 | 52132620 |
| Achterdrempel, 7,5 cm | € 80,85 | <input type="checkbox"/> | 1.11 | 52132621 |
| Achterdrempel, 10 cm | € 80,85 | <input type="checkbox"/> | 1.11 | 52132622 |
| Achterdrempel, instelbaar | € 119,70 | <input type="checkbox"/> | - | 52132623 |



Excel Silver Seating Plankzitting

1.8



Excel Silver Seating Plankzitting gesingeld

1.9



1.10



1.11



| | | | | |
|---|----------|--------------------------|------|------------------------|
| Let op: een drempel is alleen mogelijk bij een (gesingelde) plankzitting. | | | | |
| Abductieklos, stretchstof, voorzien van verstelsysteem | € 466,20 | <input type="checkbox"/> | 1.12 | 57503800 + 57503820 |
| Let op: de abductieklos is niet mogelijk met de comfort, comfort visco of balans zitting. | | | | |



1.12

Excel G-Lightweight +2 zit- en rugvoorzieningen



Aankruisen

2. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

2.1 Excel Pro Comfort rugvoorzieningen



Excel Pro Comfort polsterrug

2.1 Gesingeld



Excel Pro Comfort polsterrug

2.2 Spanbanden



Excel Pro Comfort geprofileerde polsterrug

2.3 Spanbanden

| | | | | |
|---|----------|--------------------------|-----|--------------------------------|
| Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 421,36 | <input type="checkbox"/> | 2.1 | 52421540 + 12131041 + 12131050 |
| Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 421,36 | <input type="checkbox"/> | 2.1 | 52421545 + 12131041 + 12131050 |
| Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 421,36 | <input type="checkbox"/> | 2.1 | 52421550 + 12131041 + 12131050 |
| Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 597,24 | <input type="checkbox"/> | 2.2 | 57401640 + 12131041 + 12131050 |
| Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 597,24 | <input type="checkbox"/> | 2.2 | 57401645 + 12131041 + 12131050 |
| Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 597,24 | <input type="checkbox"/> | 2.2 | 57401650 + 12131041 + 12131050 |
| Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 702,24 | <input type="checkbox"/> | 2.3 | 57402640 + 12131041 + 12131050 |
| Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 702,24 | <input type="checkbox"/> | 2.3 | 57402645 + 12131041 + 12131050 |
| Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 702,24 | <input type="checkbox"/> | 2.3 | 57402650 + 12131041 + 12131050 |

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen



Excel Silver Seating Standaard

2.4 Standaard



Excel Silver Seating Standaard

2.5 Gesingeld



Excel Silver Seating Standaard


2.6 Spanbanden



Excel Silver Seating Actief

2.7 Standaard

| | | | | |
|--|----------|--------------------------|-----|---------------------------------|
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 414,38 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | 52132020C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 414,38 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | 52132020E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 414,38 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | 52132020G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 414,38 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | 52132022C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 414,38 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | 52132022E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 414,38 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | 52132022G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 426,98 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | 52132024C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 426,98 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | 52132024E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 426,98 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | 52132024G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 632,78 | <input type="checkbox"/> | 2.5 | 52132004C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 632,78 | <input type="checkbox"/> | 2.5 | 52132004E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 632,78 | <input type="checkbox"/> | 2.5 | 52132004G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 645,38 | <input type="checkbox"/> | 2.5 | 52132006C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 645,38 | <input type="checkbox"/> | 2.5 | 52132006E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 645,38 | <input type="checkbox"/> | 2.5 | 52132006G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 725,18 | <input type="checkbox"/> | 2.6 | 52132000C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 725,18 | <input type="checkbox"/> | 2.6 | 52132000E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 725,18 | <input type="checkbox"/> | 2.6 | 52132000G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 737,78 | <input type="checkbox"/> | 2.6 | 52132002C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 737,78 | <input type="checkbox"/> | 2.6 | 52132002E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 737,78 | <input type="checkbox"/> | 2.6 | 52132002G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 710,48 | <input type="checkbox"/> | 2.7 | 52132008C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 710,48 | <input type="checkbox"/> | 2.7 | 52132008E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 710,48 | <input type="checkbox"/> | 2.7 | 52132008G + 12131041 + 12131050 |

Aankruisen 

2. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

| 2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg) | excl. btw | | | | art. nr. |
|---|-----------|--------------------------|------|--|---------------------------------|
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 723,08 | <input type="checkbox"/> | 2.7 | | 52132010C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 723,08 | <input type="checkbox"/> | 2.7 | | 52132010E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 723,08 | <input type="checkbox"/> | 2.7 | | 52132010G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 794,48 | <input type="checkbox"/> | 2.8 | | 52132054C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 794,48 | <input type="checkbox"/> | 2.8 | | 52132054E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 794,48 | <input type="checkbox"/> | 2.8 | | 52132054G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 897,38 | <input type="checkbox"/> | 2.8 | | 52132056C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 897,38 | <input type="checkbox"/> | 2.8 | | 52132056E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 897,38 | <input type="checkbox"/> | 2.8 | | 52132054G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 897,38 | <input type="checkbox"/> | 2.9 | | 52132050C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 897,38 | <input type="checkbox"/> | 2.9 | | 52132050E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 897,38 | <input type="checkbox"/> | 2.9 | | 52132050G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 909,98 | <input type="checkbox"/> | 2.9 | | 52132052C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 909,98 | <input type="checkbox"/> | 2.9 | | 52132052E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 909,98 | <input type="checkbox"/> | 2.9 | | 52132052G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 710,48 | <input type="checkbox"/> | 2.10 | | 52132058C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 710,48 | <input type="checkbox"/> | 2.10 | | 52132058E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 710,48 | <input type="checkbox"/> | 2.10 | | 52132058G + 12131041 + 12134050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 723,08 | <input type="checkbox"/> | 2.10 | | 52132060C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 723,08 | <input type="checkbox"/> | 2.10 | | 52132060E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 723,08 | <input type="checkbox"/> | 2.10 | | 52132060G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 794,48 | <input type="checkbox"/> | 2.11 | | 52132104C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 794,48 | <input type="checkbox"/> | 2.11 | | 52132104E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 794,48 | <input type="checkbox"/> | 2.11 | | 52132104G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 807,08 | <input type="checkbox"/> | 2.11 | | 52132106C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 807,08 | <input type="checkbox"/> | 2.11 | | 52132106E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 807,08 | <input type="checkbox"/> | 2.11 | | 52132106G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 897,38 | <input type="checkbox"/> | 2.12 | | 52132100C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 897,38 | <input type="checkbox"/> | 2.12 | | 52132100E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 897,38 | <input type="checkbox"/> | 2.12 | | 52132100G + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging) | € 909,98 | <input type="checkbox"/> | 2.12 | | 52132102C + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) | € 909,98 | <input type="checkbox"/> | 2.12 | | 52132102E + 12131041 + 12131050 |
| Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) | € 909,98 | <input type="checkbox"/> | 2.12 | | 52132102G + 12131041 + 12131050 |



Excel Silver Seating Actief



2.8 Gesingeld



Excel Silver Seating Actief



2.9 Spanbanden



Excel Silver Seating Passief



2.10 Standaard



Excel Silver Seating Passief



2.11 Gesingeld



Excel Silver Seating Passief



2.12 Spanbanden

Aankruisen 

| 3. Hoofdsteunen | | excl. btw | | art. nr. |
|--|----------|--------------------------|-----|---------------------|
| Excel Silver Seating Standaard hoofdsteen, stretchstof (incl. bevestiging) | € 572,25 | <input type="checkbox"/> | 3.1 | 52132640 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Standaard hoofdsteen, incon (incl. bevestiging) | € 572,25 | <input type="checkbox"/> | - | 52132641 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Standaard hoofdsteen, velour (incl. bevestiging) | € 572,25 | <input type="checkbox"/> | - | 52132642 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Standaard hoofdsteen, neopreen (incl. bevestiging) | € 572,25 | <input type="checkbox"/> | - | 52132643 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Flex hoofdsteen, klein, stretchstof (incl. bevestiging) | € 509,25 | <input type="checkbox"/> | 3.2 | 52132660 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Flex hoofdsteen, klein, incon (incl. bevestiging) | € 509,25 | <input type="checkbox"/> | - | 52132661 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Flex hoofdsteen, klein, velour (incl. bevestiging) | € 509,25 | <input type="checkbox"/> | - | 52132662 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Flex hoofdsteen, klein, neopreen (incl. bevestiging) | € 509,25 | <input type="checkbox"/> | - | 52132663 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Flex hoofdsteen, groot, stretchstof (incl. bevestiging) | € 517,65 | <input type="checkbox"/> | 3.3 | 52132680 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Flex hoofdsteen, groot, incon (incl. bevestiging) | € 517,65 | <input type="checkbox"/> | - | 52132681 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Flex hoofdsteen, groot, velour (incl. bevestiging) | € 517,65 | <input type="checkbox"/> | - | 52132682 + 52132690 |
| Excel Silver Seating Flex hoofdsteen, groot, neopreen (incl. bevestiging) | € 517,65 | <input type="checkbox"/> | - | 52132683 + 52132690 |
| 4. Armpolsters | | excl. btw | | art. nr. |
| Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 25 cm | € 198,45 | <input type="checkbox"/> | 4.1 | 52132710 |
| Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 40 cm | € 224,70 | <input type="checkbox"/> | - | 52132700 |
| Standaard armpolster, velour, 8 x 25 cm | € 214,20 | <input type="checkbox"/> | - | 52132711 |
| Standaard armpolster, velour, 8 x 40 cm | € 239,40 | <input type="checkbox"/> | - | 52132701 |
| P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 40 cm | € 241,50 | <input type="checkbox"/> | 4.2 | 52132715 |
| P-vormig armpolster, velour, 12 x 40 cm | € 257,70 | <input type="checkbox"/> | - | 52132716 |
| P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 46 cm | € 266,70 | <input type="checkbox"/> | 4.3 | 52132720 |
| P-vormig armpolster, velour, 12 x 46 cm | € 282,45 | <input type="checkbox"/> | - | 52132721 |



3.1



3.2



3.3



4.1



4.2



4.3

Opmerkingen

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spellingfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

20/08/2021