

Geldig vanaf:	1 januari 2021	<p><b>Vanaf €508,41 Excl. BTW</b></p> <p>© 2021 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V.                  Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel G-Logic

<b>Totale hoogte:</b>	95 cm (hoogte duwhandvatten)
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 20 cm
<b>Totale lengte:</b>	108 cm (incl. voetsteunen)
<b>Totaal gewicht:</b>	11,5 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 113 kg
<b>Framekleuren:</b>	Wit / Zwart / Zilver
<b>Zit / rugbekleding:</b>	Blauw / Rood / Oranje / Bruin
<b>Zitbreedte:</b>	40, 45 en 50 cm
<b>Zitdiepte:</b>	42 cm
<b>Zithoogte:</b>	54 cm
<b>Rughoogte:</b>	42 cm



De getoonde productfoto's kunnen afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel G-Logic

- Aluminium rolstoel met vouwbaar frame;
- Zwenkwielen voor, 7" PU lekvrije banden;
- Armleuningen, in hoogte verstelbaar;
- Voetsteunen, wegzwenkbaar en afneembaar;
- Half neerklapbare rugleuning;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti-tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- Voorzien van in hoogte verstelbare en opklapbare voetplaten;
- De Excel G-Logic wordt altijd compleet geleverd. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de rolstoel zonder zit / rugbekleding te bestellen. Wel is het mogelijk om extra zit / rugbekleding setjes te bestellen. Het bestellen van extra zit / rugbekleding setjes kan tegen een meerprijs van € 99,00 inclusief BTW, per zit / rugbekledingset.
- Verkrijgbaar in de framekleuren zilver, zwart en wit;
- Verkrijgbaar met zit- en rugbekleding in de kleuren rood, blauw, oranje en bruin;
- Plooibare stof zit- en rugbekleding;
- Standaard voorzien van zitfixatiegordel;
- Voorzien van begeleidersremmen;
- 24" x 1 1/4" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick-Release as;

## 1. Uitvoering Excel G-Logic

Framekleur wit			
Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 508,41	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 508,41	€ 508,41	€ 508,41
Standaard	3370HK2120	3370MK2120	3370QK2120
Framekleur zilver			
Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 508,41	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 508,41	€ 508,41	€ 508,41
Standaard	3373HK2120	3373MK2120	3373QK2120
Framekleur zwart			
Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 508,41	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 508,41	€ 508,41	€ 508,41
Standaard	3376HK2120	3376MK2120	3376QK2120




## 2. Zit / rugbekleding

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ -			
Kleur blauw	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373040	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373045	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373050
Kleur rood	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373140	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373145	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373150
Kleur oranje	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373240	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373245	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373250
Kleur bruin	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373340	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373345	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373350





Aankruisen 

3. Voet- en beenposities					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Comfort beensteun, geschikt voor zitbreedte 40 - 50 cm, links	€ 147,60	€ 156,46	<input type="checkbox"/>	3.1	63373020
Comfort beensteun, geschikt voor zitbreedte 40 - 50 cm, rechts	€ 147,60	€ 156,46	<input type="checkbox"/>	3.2	63373030

4. Achterwielen					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Achterwielen, 24" x 1 1/2", PU banden	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard
Achterwielen, 24" x 1 1/2", lucht banden	€ 160,11	€ 169,72	<input type="checkbox"/>	-	2x 43370104

5. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Anti-tip wielen, links / rechts, per paar	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Stokkenhouder, inclusief bevestigingsmateriaal en stauffblokken	€ 23,63	€ 25,05	<input type="checkbox"/>	-	90131010



Opmerkingen	

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberghe, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).