

Geldig vanaf:	1 september 2021	<p>Vanaf €1.025,- excl. BTW</p> <p>© 2021 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Aantal:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel G-Modular

Totale hoogte: 95 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)

Totale breedte: Zitbreedte + 22 cm

Totale lengte: 109 cm (incl. voetsteunen)

Let op: totale lengte is afhankelijk van ingestelde wielbasis en zitdiepte.

Totaal gewicht: 14,9 kg

Gebruikersgewicht: Max. 130 kg bij zitbreedte 35, 37½, 40, 42½ en 45 cm

Max. 150 kg bij zitbreedte 50 en 55 cm

Beschikbare kleuren: Frame: Metallic silver met zwart

Zitbreedte: 35, 37½, 40, 42½, 45, 50 en 55** cm

Zitdiepte: 40, 42½, 45, 47½, 50 en 52½ cm

Zithoogte: 45, 47½*, 50*, 52½ en 55 cm

Rughoogte: 42½, 45 en 47½ cm (instelbaar)

*Mogelijk op duwwandelwagen

**Alleen mogelijk i.c.m. zitdiepte 45, 47½ en 50 cm



Excel G-Modular



Excel G-Modular Universal

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie. De getoonde productfoto van de Excel G-Modular Universal is afgebeeld met de volgende opties: comfort beensteunen.

Producteigenschappen Excel G-Modular

- Een zwart kruisframe gecombineerd met een zilver zijframe;
- 8" x 1¼" zwenkwieken voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Rughoogte eenvoudig instelbaar op 42½, 45 en 47½ cm;
- Naspanbare zitbekleding, plooibaar, welke verstelbaar is voor alle zitdieptes;
- In hoogte verstelbare, wegklapbare en afneembare armsteunen met in diepte verstelbaar armpolsters;
- In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband, breedte instelbaar;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten, uitneembaar;
- Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti-tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- Brede range in maatvoeringen: 6 zitdieptes, 5 zithoogtes en 7 zitbreedtes;
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken;

Afwijkende specificaties duwwandelwagen:

- Achterwielen, 12½", kunststof;
- Standaard zithoogte 50 cm.

- 24" x 1¾" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick-Release assen;
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 85, 90, 95, 100 en 105 °;
- Plooibare rugbekleding, voorzien van 8 spanbanden;
- Standaard zitkussen;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90 - 105 °;
- Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van vergrendelingsknop;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Stokkenhouder;
- Wielbasis instelling d.m.v. achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
- Brede range aan opties en accessoires.

Afwijkende specificaties Excel G-Modular Universal:

- Brede range aan opties en accessoires. Dient uitgevoerd te worden met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating polsterlijn, zie hiervoor prijslijst Excel G-Modular Universal zit- en rugvoorzieningen.

Excel G-Modular & G-Modular Universal



Aankruisen

1. Uitvoering Excel G-Modular

Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ 1.107,00	€ 92,34 (meerprijs)	€ 92,34 (meerprijs)	Optie zonder meerprijs	€ 92,34 (meerprijs)	Standaard	€ 191,70 (meerprijs)	€ 263,52 (meerprijs)
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.231,34 2438FM712 + 0243H160	€ 1.231,34 2438GM712 + 0243H160	€ 1.139,00 2438HM712 + 0243H160	€ 1.231,34 2438JM712 + 0243H160	€ 1.139,00 2438MM712 + 0243H160	€ 1.330,70 2438QM712 + 0243H160	
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standaard	€ 1.199,34 2438FM712 + 0243J160	€ 1.199,34 2438GM712 + 0243J160	€ 1.107,00 2438HM712 + 0243J160	€ 1.199,34 2438JM712 + 0243J160	€ 1.107,00 2438MM712 + 0243J160	€ 1.298,70 2438QM712 + 0243J160	
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.231,34 2438FM712 + 0243M160	€ 1.231,34 2438GM712 + 0243M160	€ 1.139,00 2438HM712 + 0243M160	€ 1.231,34 2438JM712 + 0243M160	€ 1.139,00 2438MM712 + 0243M160	€ 1.330,70 2438QM712 + 0243M160	€ 1.402,52 2438SN712 + 0243M160
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.231,34 2438FM712 + 0243O160	€ 1.231,34 2438GM712 + 0243O160	€ 1.139,00 2438HM712 + 0243O160	€ 1.231,34 2438JM712 + 0243O160	€ 1.139,00 2438MM712 + 0243O160	€ 1.330,70 2438QM712 + 0243O160	€ 1.402,52 2438SN712 + 0243O160
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.231,34 2438FM712 + 0243Q160	€ 1.231,34 2438GM712 + 0243Q160	€ 1.139,00 2438HM712 + 0243Q160	€ 1.231,34 2438JM712 + 0243Q160	€ 1.139,00 2438MM712 + 0243Q160	€ 1.330,70 2438QM712 + 0243Q160	€ 1.402,52 2438SN712 + 0243Q160
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 95,50 (meerprijs)	€ 1.294,84 2438FM712 + 0243R160	€ 1.294,84 2438GM712 + 0243R160	€ 1.202,50 2438HM712 + 0243R160	€ 1.294,84 2438JM712 + 0243R160	€ 1.202,50 2438MM712 + 0243R160	€ 1.394,20 2438QM712 + 0243R160	€ 1.466,02 2438SN712 + 0243R160



2. Uitvoering Excel G-Modular Universal

Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ 1.107,00	€ 92,34 (meerprijs)	€ 92,34 (meerprijs)	Optie zonder meerprijs	€ 92,34 (meerprijs)	Standaard	€ 191,70 (meerprijs)	€ 263,52 (meerprijs)
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.231,34 2433FM734 + 0243H160	€ 1.231,34 2433GM734 + 0243H160	€ 1.139,00 2433HM734 + 0243H160	€ 1.231,34 2433JM734 + 0243H160	€ 1.139,00 2433MM734 + 0243H160	€ 1.330,70 2433QM734 + 0243H160	
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standaard	€ 1.199,34 2433FM734 + 0243J160	€ 1.199,34 2433GM734 + 0243J160	€ 1.107,00 2433HM734 + 0243J160	€ 1.199,34 2433JM734 + 0243J160	€ 1.107,00 2433MM734 + 0243J160	€ 1.298,70 2433QM734 + 0243J160	
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.231,34 2433FM734 + 0243M160	€ 1.231,34 2433GM734 + 0243M160	€ 1.139,00 2433HM734 + 0243M160	€ 1.231,34 2433JM734 + 0243M160	€ 1.139,00 2433MM734 + 0243M160	€ 1.330,70 2433QM734 + 0243M160	€ 1.402,52 2433SN734 + 0243M160
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.231,34 2433FM734 + 0243O160	€ 1.231,34 2433GM734 + 0243O160	€ 1.139,00 2433HM734 + 0243O160	€ 1.231,34 2433JM734 + 0243O160	€ 1.139,00 2433MM734 + 0243O160	€ 1.330,70 2433QM734 + 0243O160	€ 1.402,52 2433SN734 + 0243O160
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.231,34 2433FM734 + 0243Q160	€ 1.231,34 2433GM734 + 0243Q160	€ 1.139,00 2433HM734 + 0243Q160	€ 1.231,34 2433JM734 + 0243Q160	€ 1.139,00 2433MM734 + 0243Q160	€ 1.330,70 2433QM734 + 0243Q160	€ 1.402,52 2433SN734 + 0243Q160
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 95,50 (meerprijs)	€ 1.294,84 2433FM734 + 0243R160	€ 1.294,84 2433GM734 + 0243R160	€ 1.202,50 2433HM734 + 0243R160	€ 1.294,84 2433JM734 + 0243R160	€ 1.202,50 2433MM734 + 0243R160	€ 1.394,20 2433QM734 + 0243R160	€ 1.466,02 2433SN734 + 0243R160



Aankruisen 

3. Frame opties

excl. btw

art. nr.

Kantelsysteem	€ 636,30	<input type="checkbox"/>	-	92130100
---------------	----------	--------------------------	---	----------

4. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Zijframe zilver	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
-----------------	-----------	--------------------------	---	-----------

5. Zithoogtes

Zithoogte in cm + voorwiel in inch / achterwiel in inch


45	47½	50	52½	55
8" + 24"	8" + 24" - 12½"	8" + 24" - 12½"	8" + 24"	8" + 24"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 62,48	€ 33,60	Standaard	€ 44,62	€ 44,62
02210145	02140147	02210150	02210152	02140155

6. Zitvoorzieningen

Zitkussens met anti-slip zijde, met EXCEL logo

Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ -							
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50080435	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50080437	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50080438	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50080440	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50080442	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50080445	<input checked="" type="checkbox"/>
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50083542	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50083742	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50080439	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50080441	<input type="checkbox"/> Standaard 50080444	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50080449	<input checked="" type="checkbox"/>
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50083545	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50083745	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50081439	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50081441	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50081444	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50081449	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50081455
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50083547	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50083747	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50084047	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50084247	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50084547	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50085047	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50085547
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50083550	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50083750	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50081450	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50081440	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50081442	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50081445	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50085550
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50083552	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50083752	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50084052	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50084252	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50084552	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50085052	<input type="checkbox"/> Optie zonder meerpijs 50085552




Aankruisen 

6. Zitvoorzieningen (vervolg)

Excel Pro Comfort Memory Foam zitkussen

Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ 58,44							
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	
	50093540	50093740	50094040	50094240	50094540	50095040	
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	
	50093542	50093742	50094042	50094242	50094542	50095042	
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44
	50093545	50093745	50094045	50094245	50094545	50095045	50095545
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44
	50093547	50093747	50094047	50094247	50094547	50095047	50095547
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44
	50093550	50093750	50094050	50094250	50094550	50095050	50095550
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44
	50093552	50093752	50094052	50094252	50094552	50095052	50095552



Excel Pro Comfort Gel zitkussen

Basisprijs:	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 240,45		
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 240,45	
	50074444	
Zitdiepte 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€ 240,45
		50075151



De Excel G-Modular Universal kan uitgevoerd worden met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating zitvoorzieningen. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Universal zit- en rugvoorzieningen.

7. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

Rugleuning, voorzien van in hoogte instelbare duwhandvatten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
---	-----------	--------------------------	---	-----------

De Excel G-Modular Universal kan uitgevoerd worden met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating rugvoorzieningen. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Universal zit- en rugvoorzieningen.

Aankruisen

8. Armleuningen excl. btw art. nr.

Armleuningen, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, afneembaar, polster in diepte verstelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
---	-----------	--------------------------	---	-----------

9. Armpolsters excl. btw art. nr.

Armpolster, diepte verstelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvormig, links	€ 422,10	<input type="checkbox"/>	-	30083050
Hemiplegie armpolster, komvormig, rechts	€ 422,10	<input type="checkbox"/>	-	30083055

De Excel G-Modular Universal kan uitgevoerd worden met de Excel Silver Seating armpolsters. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Universal zit- en rugvoorzieningen.

10. Rompellotten excl. btw art. nr.

Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, links	€ 110,25	<input type="checkbox"/>	-	10082210
Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts	€ 110,25	<input type="checkbox"/>	-	10082220

Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met de Excel Silver Seating rugleuningen.

11. Voet- en beenposities excl. btw art. nr.

Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	11.1	Standaard
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	11.1	Standaard
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links, tbv zitbreedte 35 cm tot 37,5 cm	€ 121,80	<input type="checkbox"/>	-	62852642
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts, tbv zitbreedte 35 cm tot 37,5 cm	€ 121,80	<input type="checkbox"/>	-	62852643
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links, tbv zitbreedte 40 cm tot 50 cm	€ 146,48	<input type="checkbox"/>	-	60086020
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts, tbv zitbreedte 40 cm tot 50 cm	€ 146,48	<input type="checkbox"/>	-	60086030
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links, tbv zitbreedte 55 cm	€ 164,22	<input type="checkbox"/>	-	60086040
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts, tbv zitbreedte 55 cm	€ 164,22	<input type="checkbox"/>	-	60086050
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 152,78	<input type="checkbox"/>	11.2	60086520
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 152,78	<input type="checkbox"/>	11.2	60086530
Voetplaat, diepte en hoek instelbaar, links, tbv zitbreedte 40 cm en 42,5 cm	€ 59,12	<input type="checkbox"/>	11.3	60083220
Voetplaat, diepte en hoek instelbaar, rechts, tbv zitbreedte 40 cm en 42,5 cm	€ 59,12	<input type="checkbox"/>	11.3	60083230
Voetplaat, diepte en hoek instelbaar, links, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm	€ 59,12	<input type="checkbox"/>	11.3	60083240
Voetplaat, diepte en hoek instelbaar, rechts, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm	€ 59,12	<input type="checkbox"/>	11.3	60083250
Voetplaat, diepte en hoek instelbaar, links, tbv zitbreedte 55 cm	€ 61,58	<input type="checkbox"/>	11.3	60083260
Voetplaat, diepte en hoek instelbaar, rechts, tbv zitbreedte 55 cm	€ 61,58	<input type="checkbox"/>	11.3	60083270

Let op: de voetplaat, diepte en hoek instelbaar, is niet mogelijk in combinatie met zitbreedte 35 cm en 37,5 cm. Tevens zijn de voetplaten niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.

Gipssteun, links	€ 157,65	<input type="checkbox"/>	11.4	62136540 + 60083100
Gipssteun, rechts	€ 157,65	<input type="checkbox"/>	11.4	62136540 + 60083110

12. Kuitplaten excl. btw art. nr.

Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	Standaard
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 324,45	<input type="checkbox"/>	-	57503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 330,75	<input type="checkbox"/>	-	57503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 334,95	<input type="checkbox"/>	-	57503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 341,25	<input type="checkbox"/>	-	57503730

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.



11.1



11.2



11.3



11.4



12.1

Aankruisen

13. Achterwielen		excl. btw		art. nr.	
24" x 1 3/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lucht banden	€ 43,05	<input type="checkbox"/>	13.1	2x 40080000	
24" x 1 3/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard	
22" x 1 3/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 43,05	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080003	
22" x 1 3/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lucht banden	€ 43,05	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080001	
24" x 1 3/8" achterwielen, 36 spaaks, PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor begeleider	€ 468,03	<input type="checkbox"/>	-	70080300 + 70080310	
24" x 1 3/8" achterwielen, 36 spaaks, lucht banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor begeleider	€ 468,03	<input type="checkbox"/>	-	70080400 + 70080410	
Let op: wanneer u kiest voor achterwielen met een trommelremsysteem, is het niet mogelijk om dit te combineren met een Excel Click & Go uitvoering.					
12 1/2" x 2 1/4" achterwielen, voorzien van lekvrije PU banden, met kunststof velg	Standaard op een duwwandelwagen	<input type="checkbox"/>	13.2	40080012 + 10082100	
12 1/2" x 2 1/4" achterwielen, voorzien van lucht banden, met kunststof velg	€ 60,38	<input type="checkbox"/>	-	40080002 + 10082100	
Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend in combinatie met 28 spaaks wielen	€ 149,63	<input type="checkbox"/>	-	90608500	
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend in combinatie met 28 spaaks wielen	€ 149,63	<input type="checkbox"/>	-	90658510	
14. Remmen		excl. btw		art. nr.	
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard	
15. Voorwielen		excl. btw		art. nr.	
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	15.1	Standaard	
7" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 20,48	<input type="checkbox"/>	15.2	2x 80080000	
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 16,28	<input type="checkbox"/>	15.3	2x 80000002	
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 20,48	<input type="checkbox"/>	15.4	2x 80080020	
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 20,48	<input type="checkbox"/>	15.5	2x 80000040	
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 38,85	<input type="checkbox"/>	15.6	2x 80000025	
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 38,85	<input type="checkbox"/>	15.7	2x 80000020	
5" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 20,48	<input type="checkbox"/>	15.8	2x 02080821	
Let op: indien de maat van het voorwiel afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes, dan verandert het zithoogtebereik met 1,25 cm per inch verschil van de wielmaat.					
16. Opties en accessoires		excl. btw		art. nr.	
Stokkenhouder	Standaard	<input type="checkbox"/>	16.1	Standaard	
Anti-tip wielen, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, links / rechts, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	16.2	Standaard	
Kuitband	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	16.3	62139000	
Zitfixatiegordel	€ 55,65	<input type="checkbox"/>	16.4	90280900	
Luchtpomp	€ 12,08	<input type="checkbox"/>	16.5	90280975	
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 35, 37,5 en 40 cm	€ 405,83	<input type="checkbox"/>	-	99015125	
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 42,5 en 45 cm	€ 405,83	<input type="checkbox"/>	-	99015130	
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 47,5 en 50 cm	€ 405,83	<input type="checkbox"/>	-	99015135	
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 55 cm	€ 405,83	<input type="checkbox"/>	-	99015140	
Infuusstandaard	€ 58,28	<input type="checkbox"/>	-	90280925	



13.1



13.2



14.1



15.1



15.2



15.3



15.4



15.5



15.6



15.7



15.8




16.1



16.2



16.3



16.4



16.5

Aankruisen

17. Excel Click & Go uitvoering	excl. btw	<input type="checkbox"/>	17.1	08110190
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Click & Go Lite)	€ 1.111,76	<input type="checkbox"/>	17.1	08110190
Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Click & Go Compact II)	€ 2.110,16	<input type="checkbox"/>	17.2	08130190
Excel Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Click & Go Professional II)	€ 2.422,16	<input type="checkbox"/>	17.3	08140190



17.1



17.2



17.3

Opmerkingen

© 2021 van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenderen, Nederland. Tel. +31-(0)187 57 30 20. Het beleid van van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponereerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

20-8-2021

Excel G-Modular Universal zit- en rugvoorzieningen

Prijslijst / orderformulier 2021 (BTW tarief is 9%)

Geldig vanaf:	1 september 2021
Dealer:	
Referentie:	
Ordernummer:	
Afleveradres:	

© 2021 Excel Mobility


van Os medical
Adres: Koperslagerij 3
Postcode: 4651 SK
Plaats: Steenberg (NB), The Netherlands
Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20
Bestellingen:
sales@vanosmedical.nl
Website: www.vanosmedical.nl

1. Zitvoorzieningen excl. btw art. nr.

1.1 Excel Pro Comfort zitvoorzieningen					
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 217,24	<input type="checkbox"/>	1.1	52425040 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 217,24	<input type="checkbox"/>	1.1	52425042 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 217,24	<input type="checkbox"/>	1.1	52425045 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 217,24	<input type="checkbox"/>	1.1	52425050 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 217,24	<input type="checkbox"/>	1.1	52425055 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 386,92	<input type="checkbox"/>	1.2	57402740 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 386,92	<input type="checkbox"/>	1.2	57402745 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 386,92	<input type="checkbox"/>	1.2	57402750 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 386,92	<input type="checkbox"/>	1.2	57402755 + 12131050	



Let op: de Excel Pro Comfort polster zitvoorzieningen zijn te bestellen vanaf zitbreedte 40 cm. Zitbreedte 35 cm, 37,5 cm en 42,5 cm zijn niet mogelijk. Tevens is de Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, niet mogelijk in zitbreedte 42,5 cm.

1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen					
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108A + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108B + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108C + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108D + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108E + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108G + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 400,57	<input type="checkbox"/>	1.3	52132109A + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320A + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320B + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320C + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320D + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320E + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320G + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 400,57	<input type="checkbox"/>	1.3	52132321A + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110A + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110B + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110C + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110D + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110E + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110G + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 400,57	<input type="checkbox"/>	1.3	52132111A + 12131050	



Excel G-Modular Universal zit- en rugvoorzieningen

Aankruisen 


1. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 306,07	<input type="checkbox"/>	1.8	52132450A + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 306,07	<input type="checkbox"/>	1.8	52132450B + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 306,07	<input type="checkbox"/>	1.8	52132450C + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 306,07	<input type="checkbox"/>	1.8	52132450D + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 306,07	<input type="checkbox"/>	1.8	52132450E + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 306,07	<input type="checkbox"/>	1.8	52132450G + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 389,02	<input type="checkbox"/>	1.8	52132451A + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132300A + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132300B + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132300C + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132300D + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132300E + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132300G + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 444,67	<input type="checkbox"/>	1.9	52132301A + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132500A + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132500B + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132500C + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132500D + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132500E + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 350,17	<input type="checkbox"/>	1.9	52132500G + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 444,67	<input type="checkbox"/>	1.9	52132501A + 12131050



Excel Silver Seating Plankzitting gesingeld

1.9

1.3 Excel Silver Seating accessoires

Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 35 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600A
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 37,5 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600B
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600C
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600D
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600E
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600G
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 55 cm	€ 116,55	<input type="checkbox"/>	1.10	52132601A



1.10

Excel G-Modular Universal zit- en rugvoorzieningen

Aankruisen 

1. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

1.3 Excel Silver Seating accessoires (vervolg)

Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602A
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 37,5 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602B
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602C
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602D
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602E
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602G
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 55 cm	€ 122,85	<input type="checkbox"/>	1.10	52132603A
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 35 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604A
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 37,5 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604B
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 40 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604C
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604D
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 45 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604E
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 50 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604G
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 55 cm	€ 130,20	<input type="checkbox"/>	1.10	52132605A
Achterdrempel, 5 cm	€ 80,85	<input type="checkbox"/>	1.11	52132620
Achterdrempel, 7,5 cm	€ 80,85	<input type="checkbox"/>	1.11	52132621
Achterdrempel, 10 cm	€ 80,85	<input type="checkbox"/>	1.11	52132622
Achterdrempel, instelbaar	€ 119,70	<input type="checkbox"/>	-	52132623
Let op: een drempel is alleen mogelijk bij een (gesingelde) plankzitting.				
Abductieklos, stretchstof, voorzien van verstelsysteem	€ 466,20	<input type="checkbox"/>	1.12	57503800 + 57503820
Let op: de abductieklos is niet mogelijk met de comfort, comfort visco of balanszitting.				



1.11



1.12

2. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

2.1 Excel Pro Comfort rugvoorzieningen

Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 421,36	<input type="checkbox"/>	2.1	52421540 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 421,36	<input type="checkbox"/>	2.1	52421542 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 421,36	<input type="checkbox"/>	2.1	52421545 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 421,36	<input type="checkbox"/>	2.1	52421550 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 421,36	<input type="checkbox"/>	2.1	52421555 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 597,24	<input type="checkbox"/>	2.2	57401640 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 597,24	<input type="checkbox"/>	2.2	57401642 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 597,24	<input type="checkbox"/>	2.2	57401645 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 597,24	<input type="checkbox"/>	2.2	57401650 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 597,24	<input type="checkbox"/>	2.2	57401655 + 12131041 + 12131050



Excel Pro Comfort polsterrug



2.1 Gesingeld



Excel Pro Comfort polsterrug



2.2 Spanbanden

Excel G-Modular Universal zit- en rugvoorzieningen

Aankruisen

2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

2.1 Excel Pro Comfort rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 702,24	<input type="checkbox"/>	2.3	57402640 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 702,24	<input type="checkbox"/>	2.3	57402642 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 702,24	<input type="checkbox"/>	2.3	57402645 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 702,24	<input type="checkbox"/>	2.3	57402650 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 702,24	<input type="checkbox"/>	2.3	57402655 + 12131041 + 12131050



Excel Pro Comfort geprofileerde polsterrug



2.3 Spanbanden

Let op: de Excel Pro Comfort polster rugleuningen zijn te bestellen vanaf zitbreedte 40 cm. Zitbreedte 35 en 37,5 cm zijn niet mogelijk.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen

Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 554,03	<input type="checkbox"/>	2.4	52132021A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 554,03	<input type="checkbox"/>	2.4	52132023A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 566,63	<input type="checkbox"/>	2.4	52132025A + 12131041 + 14131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 786,08	<input type="checkbox"/>	2.5	52132005A + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Standaard



2.4 Standaard



Excel Silver Seating Standaard



2.5 Gesingeld

Excel G-Modular Universal zit- en rugvoorzieningen

Aankruisen 

2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 798,68	<input type="checkbox"/>	2.5	52132007A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 903,68	<input type="checkbox"/>	2.6	52132001A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 916,28	<input type="checkbox"/>	2.6	52132003A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 899,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132009A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 912,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132011A + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Standaard



2.6 Spanbanden




Excel Silver Seating Actief



2.7 Standaard

Excel G-Modular Universal zit- en rugvoorzieningen

Aankruisen 

2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 972,98	<input type="checkbox"/>	2.8	52132055A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 985,58	<input type="checkbox"/>	2.8	52132057A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050E + 12131041 + 12131050
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050G + 12131041 + 12131050
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.121,03	<input type="checkbox"/>	2.9	52132051A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.133,63	<input type="checkbox"/>	2.9	52132053A + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Actief



2.8 Gesingeld




Excel Silver Seating Actief



2.9 Spanbande

Excel G-Modular Universal zit- en

Aankruisen 

2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)	excl. btw		art. nr.
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10 52132058A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10 52132058B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10 52132058C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10 52132058D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10 52132058E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10 52132058G + 12131041 + 12134050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 899,48	<input type="checkbox"/>	2.10 52132059A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10 52132060A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10 52132060B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10 52132060C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10 52132060D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10 52132060E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10 52132060G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 912,08	<input type="checkbox"/>	2.10 52132061A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11 52132104A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11 52132104B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11 52132104C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11 52132104D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11 52132104E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11 52132104G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 995,03	<input type="checkbox"/>	2.11 52132105A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11 52132106A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11 52132106B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11 52132106C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11 52132106D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11 52132106E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11 52132106G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,63	<input type="checkbox"/>	2.11 52132107A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12 52132100A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12 52132100B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12 52132100C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12 52132100D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12 52132100E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12 52132100G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.121,03	<input type="checkbox"/>	2.12 52132101A + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Passief



2.10 Standaard



Excel Silver Seating Passief



2.11 Gesingeld




Excel Silver Seating Passief



2.12 Spanbanden

Excel G-Modular Universal zit- en

Aankruisen 

2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.129,43	<input type="checkbox"/>	2.12	52132103A + 12131041 + 12131050

3. Hoofdsteunen

excl. btw

art. nr.

Hoofdsteun, universeel (incl. bevestiging)	€ 160,65	<input type="checkbox"/>	-	57203000
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 572,25	<input type="checkbox"/>	3.1	52132640 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, incon (incl. bevestiging)	€ 572,25	<input type="checkbox"/>	-	52132641 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, velour (incl. bevestiging)	€ 572,25	<input type="checkbox"/>	-	52132642 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, neopreen (incl. bevestiging)	€ 572,25	<input type="checkbox"/>	-	52132643 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 509,25	<input type="checkbox"/>	3.2	52132660 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, incon (incl. bevestiging)	€ 514,50	<input type="checkbox"/>	-	52132661 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, velour (incl. bevestiging)	€ 514,50	<input type="checkbox"/>	-	52132662 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, neopreen (incl. bevestiging)	€ 513,45	<input type="checkbox"/>	-	52132663 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 517,65	<input type="checkbox"/>	3.3	52132680 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, incon (incl. bevestiging)	€ 519,75	<input type="checkbox"/>	-	52132681 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, velour (incl. bevestiging)	€ 519,75	<input type="checkbox"/>	-	52132682 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, neopreen (incl. bevestiging)	€ 521,85	<input type="checkbox"/>	-	52132683 + 52132690



3.1



3.2



3.3

4. Armpolsters

excl. btw

art. nr.

Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 25 cm	€ 198,45	<input type="checkbox"/>	4.1	52132710
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 40 cm	€ 224,70	<input type="checkbox"/>	-	52132700
Standaard armpolster, velour, 8 x 25 cm	€ 214,20	<input type="checkbox"/>	-	52132711
Standaard armpolster, velour, 8 x 40 cm	€ 239,40	<input type="checkbox"/>	-	52132701
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 40 cm	€ 241,50	<input type="checkbox"/>	4.2	52132715
P-vormig armpolster, velour, 12 x 40 cm	€ 257,25	<input type="checkbox"/>	-	52132716
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 46 cm	€ 266,70	<input type="checkbox"/>	4.3	52132720
P-vormig armpolster, velour, 12 x 46 cm	€ 282,45	<input type="checkbox"/>	-	52132721



4.1



4.2



4.3

Opmerkingen