

# Excel G-Modular Hemi

Prijslijst / orderformulier 2021 (BTW tarief is 9%)

Geldig vanaf:	1 september 2021	<b>Vanaf €1.422,90 excl. BTW</b>	<b>© 2021 Excel Mobility</b> Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:			
Referentie:			
Aantal:			
Afleveradres:			

## Specificaties Excel G-Modular Hemi

<b>Totale hoogte:</b>	95 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 22 cm
<b>Totale lengte:</b>	109 cm (incl. voetsteunen)
Let op: totale lengte is afhankelijk van ingestelde wielbasis en zitdiepte.	
<b>Totaal gewicht:</b>	14,9 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 130 kg bij zitbreedte 35, 37½, 40, 42½ en 45 cm Max. 150 kg bij zitbreedte 50 cm
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Frame: Metallic silver met zwart
<b>Zitbreedte:</b>	35, 37½, 40, 42½, 45 en 50 cm
<b>Zitdiepte:</b>	40, 42½, 45, 47½, 50 en 52½ cm
<b>Zithoogte:</b>	37½, 40 en 42½ cm
<b>Rughoogte:</b>	42½, 45 en 47½ cm (instelbaar)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel G-Modular Hemi

- Een zwart kruisframe gecombineerd met een zilver zijframe;
- 6" x 1¼" zwenkwieken voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Rughoogte eenvoudig instelbaar op 42½, 45 en 47½ cm;
- Naspanbare zitbekleding, plooibaar, welke verstelbaar is voor alle zitdieptes;
- In hoogte verstelbare, wegklapbare en afneembare armsteunen met in diepte verstelbaar armpolsters;
- In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband, breedte instelbaar;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten, uitneembaar;
- Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti-tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- Brede range in maatvoeringen: 6 zitdieptes, 3 zithoogtes en 6 zitbreedtes;
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken;
- 22" achterwielen, lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick-Release assen;
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 85, 90, 95, 100 en 105 °;
- Plooibare rugbekleding, voorzien van 8 spanbanden;
- Standaard zitkussen;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90 - 105 °;
- Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van vergrendelingsknop;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Stokkenhouder;
- Wielbasis instelling d.m.v. achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
- Brede range aan opties en accessoires. Ievens uit te voeren met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating polsterlijn, zie hiervoor prijslijst Excel G-Modular Hemi zit- en rugvoorzieningen.

## 1. Uitvoering Excel G-Modular Hemi, 22" achterwielen

Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 1.422,90	€ 92,34 (meerprijs)	€ 92,34 (meerprijs)	Optie zonder meerprijs	€ 92,34 (meerprijs)	Standaard	€ 191,70 (meerprijs)
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.547,24 2438FM7110 + 0243H160	€ 1.547,24 2438GM7110 + 0243H160	€ 1.454,90 2438HM7110 + 0243H160	€ 1.547,24 2438JM7110 + 0243H160	€ 1.454,90 2438MM7110 + 0243H160	€ 1.646,60 2438QM7110 + 0243H160
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standaard	€ 1.515,24 2438FM7110 + 0243J160	€ 1.515,24 2438GM7110 + 0243J160	€ 1.422,90 2438HM7110 + 0243J160	€ 1.515,24 2438JM7110 + 0243J160	€ 1.422,90 2438MM7110 + 0243J160	€ 1.614,60 2438QM7110 + 0243J160
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.547,24 2438FM7110 + 0243M160	€ 1.547,24 2438GM7110 + 0243M160	€ 1.454,90 2438HM7110 + 0243M160	€ 1.547,24 2438JM7110 + 0243M160	€ 1.454,90 2438MM7110 + 0243M160	€ 1.646,60 2438QM7110 + 0243M160
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.547,24 2438FM7110 + 0243O160	€ 1.547,24 2438GM7110 + 0243O160	€ 1.454,90 2438HM7110 + 0243O160	€ 1.547,24 2438JM7110 + 0243O160	€ 1.454,90 2438MM7110 + 0243O160	€ 1.646,60 2438QM7110 + 0243O160
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.547,24 2438FM7110 + 0243Q160	€ 1.547,24 2438GM7110 + 0243Q160	€ 1.454,90 2438HM7110 + 0243Q160	€ 1.547,24 2438JM7110 + 0243Q160	€ 1.454,90 2438MM7110 + 0243Q160	€ 1.646,60 2438QM7110 + 0243Q160
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 95,50 (meerprijs)	€ 1.610,74 2438FM7110 + 0243R160	€ 1.610,74 2438GM7110 + 0243R160	€ 1.518,40 2438HM7110 + 0243R160	€ 1.610,74 2438JM7110 + 0243R160	€ 1.518,40 2438MM7110 + 0243R160	€ 1.710,10 2438QM7110 + 0243R160



## 2. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Zijframe zilver	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
-----------------	-----------	--------------------------	---	-----------

## 3. Zithoogtes

Zithoogte in cm + voorwiel in inch / achterwiel in inch		
37½	40	42½
6" + 22"	6" + 22"	6" + 22"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hemi	€ 89,78	€ 89,78
02200137	02200140	02200143

## 4. Zitvoorzieningen


Zitkussen met anti-slip zijde, met EXCEL logo

Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ -						
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerpijs 50080435	Optie zonder meerpijs 50080437	Optie zonder meerpijs 50080438	Optie zonder meerpijs 50080440	Optie zonder meerpijs 50080442	Optie zonder meerpijs 50080445
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerpijs 50083542	Optie zonder meerpijs 50083742	Optie zonder meerpijs 50080439	Optie zonder meerpijs 50080441	Standaard 50080444	Optie zonder meerpijs 50080449
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerpijs 50083545	Optie zonder meerpijs 50083745	Optie zonder meerpijs 50081439	Optie zonder meerpijs 50081441	Optie zonder meerpijs 50081444	Optie zonder meerpijs 50081449
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerpijs 50083547	Optie zonder meerpijs 50083747	Optie zonder meerpijs 50084047	Optie zonder meerpijs 50084247	Optie zonder meerpijs 50084547	Optie zonder meerpijs 50085047
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerpijs 50083550	Optie zonder meerpijs 50083750	Optie zonder meerpijs 50081450	Optie zonder meerpijs 50081440	Optie zonder meerpijs 50081442	Optie zonder meerpijs 50081445
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerpijs 50083552	Optie zonder meerpijs 50083752	Optie zonder meerpijs 50084052	Optie zonder meerpijs 50084252	Optie zonder meerpijs 50084552	Optie zonder meerpijs 50085052



## 4. Zitvoorzieningen (vervolg)

### Excel Pro Comfort Memory Foam zitkussen



Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ <b>58,44</b>						
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44
	50093540	50093740	50094040	50094240	50094540	50095040
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44
	50093542	50093742	50094042	50094242	50094542	50095042
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44
	50093545	50093745	50094045	50094245	50094545	50095045
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44
	50093547	50093747	50094047	50094247	50094547	50095047
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44
	50093550	50093750	50094050	50094250	50094550	50095050
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44	€ 58,44
	50093552	50093752	50094052	50094252	50094552	50095052

### Excel Pro Comfort Gel zitkussen



Basisprijs:	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ <b>240,45</b>		
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 240,45	
	50074444	
Zitdiepte 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€ 240,45
		50075151

De Excel G-Modular Hemi kan uitgevoerd worden met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating zitvoorzieningen. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Hemi zit- en rugvoorzieningen.

## 5. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

Rugleuning, voorzien van in hoogte instelbare duwhandvatten

Standaard



-

Standaard

De Excel G-Modular Hemi kan uitgevoerd worden met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating rugvoorzieningen. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Hemi zit- en rugvoorzieningen.

## Aankruisen

### 6. Armleuningen excl. btw art. nr.

Armleuningen, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, afneembaar, polster in diepte verstelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
---	-----------	--------------------------	---	-----------

### 7. Armpolsters excl. btw art. nr.

Armpolster, diepte verstelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvormig, links	€ 422,10	<input type="checkbox"/>	-	30083050
Hemiplegie armpolster, komvormig, rechts	€ 422,10	<input type="checkbox"/>	-	30083055

De Excel G-Modular Hemi kan uitgevoerd worden met de Excel Silver Seating armpolsters. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Hemi zit- en rugvoorzieningen.

### 8. Rompellotten excl. btw art. nr.

Rompellot, in hoogte en diepte verstelbaar, links	€ 110,25	<input type="checkbox"/>	-	10082210
Rompellot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts	€ 110,25	<input type="checkbox"/>	-	10082220

Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met de Excel Silver Seating rugleuningen.

### 9. Voet- en beenposities excl. btw art. nr.

Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	9.1	Standaard
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	9.1	Standaard
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links, tbv zitbreedte 35 cm tot 37,5 cm	€ 121,80	<input type="checkbox"/>	-	62852642
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts, tbv zitbreedte 35 cm tot 37,5 cm	€ 121,80	<input type="checkbox"/>	-	62852643
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links, tbv zitbreedte 40 cm tot 50 cm	€ 146,48	<input type="checkbox"/>	-	60086020
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts, tbv zitbreedte 40 cm tot 50 cm	€ 146,48	<input type="checkbox"/>	-	60086030
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 152,78	<input type="checkbox"/>	9.2	60086520
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 152,78	<input type="checkbox"/>	9.2	60086530
Voetplaat, diepte en hoek instelbaar, links, tbv zitbreedte 40 cm en 42,5 cm	€ 59,12	<input type="checkbox"/>	9.3	60083220
Voetplaat, diepte en hoek instelbaar, rechts, tbv zitbreedte 40 cm en 42,5 cm	€ 59,12	<input type="checkbox"/>	9.3	60083230
Voetplaat, diepte en hoek instelbaar, links, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm	€ 59,12	<input type="checkbox"/>	9.3	60083240
Voetplaat, diepte en hoek instelbaar, rechts, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm	€ 59,12	<input type="checkbox"/>	9.3	60083250

Let op: de voetplaat, diepte en hoek instelbaar, is niet mogelijk in combinatie met zitbreedte 35 cm en 37,5 cm. Tevens zijn de voetplaten niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.

Gipssteun, links	€ 157,65	<input type="checkbox"/>	9.4	62136540 + 60083100
Gipssteun, rechts	€ 157,65	<input type="checkbox"/>	9.4	62136540 + 60083110

### 10. Kuitplaten excl. btw art. nr.

Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	Standaard
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 324,45	<input type="checkbox"/>	-	57503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 330,75	<input type="checkbox"/>	-	57503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 334,95	<input type="checkbox"/>	-	57503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 341,25	<input type="checkbox"/>	-	57503730

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

### 11. Achterwielen excl. btw art. nr.

22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lucht banden	€ 43,05	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080001
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend in combinatie met 28 spaaks wielen	€ 149,63	<input type="checkbox"/>	-	90658510



9.1



9.2



9.3



9.4



10.1

## Aankruisen

12. Remmen					excl. btw	art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	Standaard		
13. Voorwielen					excl. btw	art. nr.
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	13.1	Standaard		
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 20,48	<input type="checkbox"/>	13.2	2x 80000040		
5" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 20,48	<input type="checkbox"/>	13.3	2x 02080821		
Let op: indien de maat van het voorwiel afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes, dan verandert het zithoogtebereik met 1,25 cm per inch verschil van de wielmaat.						
14. Opties en accessoires					excl. btw	art. nr.
Stokkenhouder	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard		
Anti-tip wielen, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, links / rechts, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.2	Standaard		
Kuitband	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	14.3	62139000		
Zitfixatiegordel	€ 55,65	<input type="checkbox"/>	14.4	90280900		
Luchtpomp	€ 12,08	<input type="checkbox"/>	14.5	90280975		
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 35, 37,5 en 40 cm	€ 405,83	<input type="checkbox"/>	-	99015125		
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 42,5 en 45 cm	€ 405,83	<input type="checkbox"/>	-	99015130		
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 50 cm	€ 405,83	<input type="checkbox"/>	-	99015135		
Infuusstandaard	€ 58,28	<input type="checkbox"/>	-	90280925		



12.1



13.1



13.2



13.3



14.1



14.2



14.3



14.4



14.5

## Opmerkingen

---



---



---



---



---

© 2021 van OS medical B.V., Koperslagerij 3, 4601 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)116/ 21 30 20. Het beleid van van OS medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spellfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).



20-8-2021

Pagina 6/6


Geldig vanaf:	1 september 2021	© 2021 Excel Mobility  Van Os Medical Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenbergen (NB), The Netherlands Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Aankruisen

## 1. Zitvoorzieningen excl. btw art. nr.

1.1 Excel Pro Comfort zitvoorzieningen					
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 217,24	<input type="checkbox"/>	1.1	52425040 + 12131050	 Excel Pro Comfort polster zitting
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 217,24	<input type="checkbox"/>	1.1	52425042 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 217,24	<input type="checkbox"/>	1.1	52425045 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 217,24	<input type="checkbox"/>	1.1	52425050 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 386,92	<input type="checkbox"/>	1.2	57402740 + 12131050	 Excel Pro Comfort geprofileerde polster zitting
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 386,92	<input type="checkbox"/>	1.2	57402745 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 386,92	<input type="checkbox"/>	1.2	57402750 + 12131050	

Let op: de Excel Pro Comfort polster zitvoorzieningen zijn te bestellen vanaf zitbreedte 40 cm. Zitbreedte 35 cm en 37,5 cm zijn niet mogelijk. Tevens is de Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, niet mogelijk in zitbreedte 42,5 cm.

1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen					
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108A + 12131050	 Excel Silver Seating Standaard zitting
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108B + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108C + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108D + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108E + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132108G + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320A + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320B + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320C + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320D + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320E + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 296,62	<input type="checkbox"/>	1.3	52132320G + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110A + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110B + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110C + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110D + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110E + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 314,47	<input type="checkbox"/>	1.3	52132110G + 12131050	



1.3







# Excel G-Modular Hemi zit- en rugvoorzieningen



Aankruisen

1. Zitvoorzieningen (vervolg)	excl. btw		art. nr.
<b>1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg)</b>			
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 588,52	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404A + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 588,52	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404B + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 588,52	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404C + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 588,52	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404D + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 588,52	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404E + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 588,52	<input type="checkbox"/>	1.6 52132404G + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206A + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206B + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206C + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206D + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206E + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132206G + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406A + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406B + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406C + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406D + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406E + 12131050
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 601,12	<input type="checkbox"/>	1.6 52132406G + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800A + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800B + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40, cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800C + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800D + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800E + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132800G + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810A + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810B + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810C + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810D + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810E + 12131050
Excel Silver Seating Balans zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 635,77	<input type="checkbox"/>	1.7 52132810G + 12131050



Excel Silver Seating Balans zitting



1.7



Aankruisen 

## 1. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 1.3 Excel Silver Seating accessoires

Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 35 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600A
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 37,5 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600B
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600C
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600D
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600E
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 90,30	<input type="checkbox"/>	1.10	52132600G
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602A
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 37,5 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602B
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602C
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602D
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602E
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 94,50	<input type="checkbox"/>	1.10	52132602G
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 35 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604A
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 37,5 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604B
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 40 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604C
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604D
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 45 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604E
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 50 cm	€ 100,80	<input type="checkbox"/>	1.10	52132604G
Achterdrempel, 5 cm	€ 80,85	<input type="checkbox"/>	1.11	52132620
Achterdrempel, 7,5 cm	€ 80,85	<input type="checkbox"/>	1.11	52132621
Achterdrempel, 10 cm	€ 80,85	<input type="checkbox"/>	1.11	52132622
Achterdrempel, instelbaar	€ 119,70	<input type="checkbox"/>	-	52132623



1.10



1.11



1.12

Let op: een drempel is alleen mogelijk bij een (gesingelde) plankzitting.

Abductieklos, stretchstof, voorzien van verstelsysteem

€ 466,20

1.12

57503800 + 57503820

Let op: de abductieklos is niet mogelijk met de comfort, comfort visco of balans zitting.

## 2. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

### 2.1 Excel Pro Comfort rugvoorzieningen


Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 421,36	<input type="checkbox"/>	2.1	52421540 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 421,36	<input type="checkbox"/>	2.1	52421542 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 421,36	<input type="checkbox"/>	2.1	52421545 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 421,36	<input type="checkbox"/>	2.1	52421550 + 12131041 + 12131050



Excel Pro Comfort polsterrug



2.1 Gesingeld

Aankruisen 

## 2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 2.1 Excel Pro Comfort rugvoorzieningen

Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 597,24	<input type="checkbox"/>	2.2	57401640 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 597,24	<input type="checkbox"/>	2.2	57401642 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 597,24	<input type="checkbox"/>	2.2	57401645 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 597,24	<input type="checkbox"/>	2.2	57401650 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 702,24	<input type="checkbox"/>	2.3	57402640 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 702,24	<input type="checkbox"/>	2.3	57402642 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 702,24	<input type="checkbox"/>	2.3	57402645 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 702,24	<input type="checkbox"/>	2.3	57402650 + 12131041 + 12131050



Excel Pro Comfort polsterrug



2.2 Spanbanden



Excel Pro Comfort geprofileerde polsterrug



2.3 Spanbanden

Let op: de Excel Pro Comfort polster rugleuningen zijn te bestellen vanaf zitbreedte 40 cm. Zitbreedte 35 en 37,5 cm zijn niet mogelijk.

### 2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen

Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132020G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 414,38	<input type="checkbox"/>	2.4	52132022G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 426,98	<input type="checkbox"/>	2.4	52132024G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 632,78	<input type="checkbox"/>	2.5	52132004G + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Standaard



2.4 Standaard



Excel Silver Seating Standaard



2.5 Gesingeld

Aankruisen

## 2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 645,38	<input type="checkbox"/>	2.5	52132006G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 725,18	<input type="checkbox"/>	2.6	52132000G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 737,78	<input type="checkbox"/>	2.6	52132002G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.7	52132008G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.7	52132010G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054G + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Standaard



2.6 Spanbanden



Excel Silver Seating Actief




2.7 Standaard



Excel Silver Seating Actief



2.8 Gesingeld

Aankruisen 

## 2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)	excl. btw			art. nr.
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132056E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.8	52132054G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.9	52132050G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.9	52132052G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 710,48	<input type="checkbox"/>	2.10	52132058G + 12131041 + 12134050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 723,08	<input type="checkbox"/>	2.10	52132060G + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Actief



2.9 Spanbanden



Excel Silver Seating Passief



2.10 Standaard

Aankruisen

## 2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

### 2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 794,48	<input type="checkbox"/>	2.11	52132104G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 807,08	<input type="checkbox"/>	2.11	52132106G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 897,38	<input type="checkbox"/>	2.12	52132100G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 909,98	<input type="checkbox"/>	2.12	52132102G + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Passief



2.11 Gesingeld



Excel Silver Seating Passief



2.12 Spanbanden

## 3. Hoofdsteunen

excl. btw

art. nr.

Hoofdsteun, universeel (incl. bevestiging)	€ 153,00	<input type="checkbox"/>	-	57203000
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	3.1	52132640 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, incon (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	-	52132641 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, velour (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	-	52132642 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, neopreen (incl. bevestiging)	€ 549,00	<input type="checkbox"/>	-	52132643 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 485,00	<input type="checkbox"/>	3.2	52132660 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, incon (incl. bevestiging)	€ 490,00	<input type="checkbox"/>	-	52132661 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, velour (incl. bevestiging)	€ 490,00	<input type="checkbox"/>	-	52132662 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, neopreen (incl. bevestiging)	€ 489,00	<input type="checkbox"/>	-	52132663 + 52132690




3.1



3.2



Aankruisen 

3. Hoofdsteunen (vervolg)		excl. btw		art. nr.	
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 517,65	<input type="checkbox"/>	3.3	52132680 + 52132690	
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, incon (incl. bevestiging)	€ 519,75	<input type="checkbox"/>	-	52132681 + 52132690	
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, velour (incl. bevestiging)	€ 519,75	<input type="checkbox"/>	-	52132682 + 52132690	
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, neopreen (incl. bevestiging)	€ 521,85	<input type="checkbox"/>	-	52132683 + 52132690	
4. Armpolsters		excl. btw		art. nr.	
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 25 cm	€ 198,45	<input type="checkbox"/>	4.1	52132710	
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 40 cm	€ 224,70	<input type="checkbox"/>	-	52132700	
Standaard armpolster, velour, 8 x 25 cm	€ 214,20	<input type="checkbox"/>	-	52132711	
Standaard armpolster, velour, 8 x 40 cm	€ 239,40	<input type="checkbox"/>	-	52132701	
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 40 cm	€ 241,50	<input type="checkbox"/>	4.2	52132715	
P-vormig armpolster, velour, 12 x 40 cm	€ 257,25	<input type="checkbox"/>	-	52132716	
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 46 cm	€ 266,70	<input type="checkbox"/>	4.3	52132720	
P-vormig armpolster, velour, 12 x 46 cm	€ 282,45	<input type="checkbox"/>	-	52132721	



3.3



4.1



4.2



4.3

## Opmerkingen

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponereerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).

20-8-2021

Pagina 11/11