

Excel Galaxy II, 4 wiel



Prijslijst / orderformulier 2021 (BTW tarief is 9%)

Versie: 21-01

Geldig vanaf:	1 september 2021	Vanaf €3114,68 excl. BTW	© 2021 Van Os Medical B.V. Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

Specificaties Excel Galaxy II, 4 wiel

Totale lengte:	146 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	65 cm
Totale hoogte:	Voor: 110 cm. Achter: 127 cm
Totaal gewicht:	127 kg
Gebbruikersgewicht:	Max. 175 kg
Beschikbare kleuren:	Standaard kleuren: Tuscan red Speciale kleuren: Champagne / Lightning blue / Midnight black
Zitbreedte:	48,5 cm
Zitdiepte:	47 cm
Zithoogte:	48 ↔ 58 cm (verstelbaar)
Draaicirkel:	329 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	13 cm
Max. snelheid:	15 km/u
Accu's:	2 x 12V / 50Ah of 2 x 12V / 73Ah
Lader:	24V / 8Ah
Actieradius:	≤ 35 km met 50Ah accu's of ≤ 50 km met 73Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel Galaxy II, 4 wiel

- Kunststof slagvaste covers in twee standaard kleuren, vier speciale kleuren en drie exclusieve kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk digitaal dashboard voorzien van verlichte LCD display, spatwaterdicht. Voorzien van accu indicatiemeter, kilometerteller, weergave snelheid, weergave tijd, storingcodes, temperatuur en noodstopknop*;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius: ≤ 35 km (met 50Ah accu's) en ≤ 50 km (met 73 Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Standaard voorzien van stuursensor, reduceert snelheid in de bochten met 25%*;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkeigenschappen en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities). Keuze uit vier kleuren;
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde.



* Vanaf batch 5449 is de Excel Galaxy II 4 wiel voorzien van bovenstaande producteigenschappen.

Excel Galaxy II, 4 wiel



1. Uitvoering Excel Galaxy II, 4 wiel excl. btw incl. btw art. nr.

1.1 Standaard kleuren

Excel Galaxy II, 4 wiel, Tuscan red	€ 3.114,68	€ 3.395,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09746110
-------------------------------------	------------	------------	--------------------------	-----	----------

1.2 Speciale kleuren

Excel Galaxy II, 4 wiel, Champagne	€ 3.205,50	€ 3.494,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09747110
------------------------------------	------------	------------	--------------------------	-----	----------

Excel Galaxy II, 4 wiel, Lightning blue	€ 3.205,50	€ 3.494,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09745100
---	------------	------------	--------------------------	-----	----------

Excel Galaxy II, 4 wiel, Midnight black	€ 3.205,50	€ 3.494,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09741100
---	------------	------------	--------------------------	-----	----------

2. Accu's en acculaders excl. btw incl. btw art. nr.

2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810612
---	-----------	-----------	--------------------------	---	----------------

2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 143,54	€ 156,46	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810620
---	----------	----------	--------------------------	---	----------------

8Ah / 24V acculader, klasse 1	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358
-------------------------------	-----------	-----------	--------------------------	---	----------

3. Stoelen excl. btw incl. btw art. nr.

3.1 Standaard stoelen

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard
--	-----------	-----------	--------------------------	-----	-----------

3.2 Speciale stoelen

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 143,54	€ 156,46	<input type="checkbox"/>	3.2	93130862
---	----------	----------	--------------------------	-----	----------

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 143,54	€ 156,46	<input type="checkbox"/>	3.3	93130863
--	----------	----------	--------------------------	-----	----------

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 143,54	€ 156,46	<input type="checkbox"/>	3.4	93130864
---	----------	----------	--------------------------	-----	----------

4. Velgen excl. btw incl. btw art. nr.

4.1 Standaard velgen

Velg zilver (set van 4 stuks)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard
-------------------------------	-----------	-----------	--------------------------	-----	-----------

4.2 Speciale velgen

Velg zwart met zilver gepolijst (set van 4 stuks)	€ 47,21	€ 51,46	<input type="checkbox"/>	4.2	99730710
---	---------	---------	--------------------------	-----	----------

Velg hoogglaans zwart (set van 4 stuks)	€ 66,48	€ 72,46	<input type="checkbox"/>	-	99730720
---	---------	---------	--------------------------	---	----------

Velg titanium (set van 4 stuks)	€ 66,48	€ 72,46	<input type="checkbox"/>	-	99730730
---------------------------------	---------	---------	--------------------------	---	----------



1.2

1.3



1.4

1.5



3.1

3.2



3.3

3.4



4.1

4.2

Excel Galaxy II, 4 wiel



Aankruisen

5. Opties en accessoires

	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	5.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	€ 33,79	<input type="checkbox"/>	5.3	91010970
Verzekeringsplaathouder	€ 14,50	€ 15,81	<input type="checkbox"/>	5.4	97101400
Zitkolom, geveerd	€ 299,00	€ 325,91	<input type="checkbox"/>	-	93130755



Let op: op het moment dat er gekozen wordt voor de optie 'zitkolom, geveerd', vervalt de zithoogte instelling.

Opmerkingen

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20.

Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. Het product, met fabrikantreferentie S846GBVA52 wordt door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel type Galaxy II. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

23/08/2021

Pagina 3/3