

# Excel Galaxy Plus, 3 wiel



Prijslijst / orderformulier 2021 (BTW tarief is 9%)

Versie: 21-01

Geldig vanaf:	1 september 2021	<b>Prijs op aanvraag</b>	<b>© 2021 Van Os Medical B.V.</b>  Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

## Specificaties Excel Galaxy Plus, 3 wiel

<b>Totale lengte:</b>	137 cm
<b>Totale breedte:</b>	67 cm
<b>Totale hoogte:</b>	130 cm
<b>Totaal gewicht:</b>	136 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 160 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Lightning blue
<b>Zitbreedte:</b>	51 cm
<b>Zitdiepte:</b>	52 cm
<b>Zithoogte*:</b>	47 cm onbelast
<b>Zithoogte**:</b>	50, 53, 56 en 59 cm (zitpositie instelbaar)
<b>Draaicirkel:</b>	241 cm (buiten radius)
<b>Bodemvrijheid:</b>	10 cm
<b>Max. snelheid:</b>	15 km/u
<b>Accu's:</b>	2 x 12V / 73Ah
<b>Lader:</b>	24V / 8Ah
<b>Actieradius:</b>	45 km met 73Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

\* = met een geveerde zitkolom (gemeten vanaf voetplateau) \*\* = met een ongeveerde kolom (gemeten vanaf voetplateau)

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 15 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

## Producteigenschappen Excel Galaxy Plus, 3 wiel

- Kunststof slagvaste covers in de kleur Lightning blue;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk digitaal dashboard voorzien van verlichte LCD display, spatwaterdicht. Voorzien van accu indicatiemeter, kilometerteller, weergave snelheid, weergave tijd, storingcodes, temperatuur en noodstopknop\*;
- Voorzien van comfort zitting met traploos verstelbare rugleuning, extra lumbaal en zijdelingse steun;
- Voorzien van voor- en achter verlichting, richtingaanwijzers en remlichten. Verlichting is voorzien van e-markering;
- De ongeveerde zitkolom is instelbaar in stappen van 3 cm; 50, 53, 56 en 59 cm vanaf het voetplateau gemeten;
- Afneembare mand aan de voorzijde, achteruitkijkspiegels;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;
- Standaard voorzien van stuursensor, reduceert snelheid in de bochten met 25%\*;
- Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, waarbij de rijkarakteristieken en snelheid aanpasbaar zijn;
- Voorzien van telescoop vering aan voorzijde en onafhankelijke en instelbare monoshock vering aan achterzijde. Tevens standaard voorzien van veringen op de zitkolom voor extra comfort;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting;
- Armeleuningen, wegklapbaar, in hoogte en breedte verstelbaar;
- Stuurinrichting is zelfcorrigerend en voorzien van koersstabilisator;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- De geveerde zitkolom is niet instelbaar. Zithoogte 47 cm (onbelast) vanaf het voetplateau gemeten.



\* Vanaf batch 5160 is de Excel Galaxy Plus 3 wiel voorzien van bovenstaande producteigenschappen.

# Excel Galaxy Plus, 3 wiel



Aankruisen



1.1

1. Uitvoering Excel Galaxy Plus, 3 wiel		excl. btw	art. nr.
Excel Galaxy Plus, 3 wiel, Lightning blue	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	1.1 09754100
2. Accu's en acculaders		excl. btw	art. nr.
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	- 2x 93810620
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	- 93810358
3. Opties en accessoires		excl. btw	art. nr.
Zitkolom, geveerd	Standaard	<input type="checkbox"/>	- Standaard
Let op: de zithoogte is niet instelbaar als u kiest voor de geveerde zitkolom.			
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1 Standaard
Spiegels, links en rechts (set)	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.2 Standaard
Zitkolom, ongeveerd	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	- 95130315
Stokkenhouder de-luxe	€ 71,40	<input type="checkbox"/>	3.3 90100030
Verzekeringsplaatouder	€ 15,23	<input type="checkbox"/>	3.4 97101400
Bumperkit; bestaande uit voorbumper, zijbumpers en een achterbumper	€ 271,05	<input type="checkbox"/>	- 99730110



3.1



3.2



3.3



3.4

## Opmerkingen

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20.

Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. Het product, met fabrikantreferentie S837-3VA wordt door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel type Galaxy Plus 3. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponseed bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).

20/08/2021

Pagina 2/2