

Excel Galaxy Plus, 4 wiel



Prijslijst / orderformulier 2021 (BTW tarief is 9%)

Versie: 21-01

Geldig vanaf:	1 september 2021	Vanaf €3665,14 excl. BTW	© 2021 Van Os Medical B.V. Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

Specificaties Excel Galaxy Plus, 4 wiel

Totale lengte:	139 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	67 cm
Totale hoogte:	Voor: 124 cm. Achter: 130 cm
Totaal gewicht:	136 kg
Gebbruikersgewicht:	Max. 160 kg
Beschikbare kleuren:	Standaard kleuren: Tuscan red Speciale kleuren: Champagne / Lightning blue / Midnight black
Zitbreedte:	48,5 cm
Zitdiepte:	47 cm
Zithoogte*:	47 cm onbelast
Zithoogte**:	50, 53, 56 en 59 cm (zitpositie instelbaar)
Draaicirkel:	257 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	10 cm
Max. snelheid:	15 km/u
Accu's:	2 x 12V / 73Ah of 2 x 12V / 90Ah
Lader:	24V / 8Ah
Actieradius:	≤ 45 km met 73Ah accu's of ≤ 55 km met 90Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

* = met een geveerde zitkolom (gemeten vanaf voetplateau) ** = met een ongeveerde kolom (gemeten vanaf voetplateau)

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 15 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy Plus, 4 wiel

- Kunststof slagvaste covers in twee standaard kleuren en vier speciale kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met knoppen bediening, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met traploos verstelbare rugleuning, extra lumbaal en zijdelingse steun;
- Voorzien van voor- en achter verlichting, richtingaanwijzers en remlichten. Verlichting is voorzien van e-markering;
- Afneembare mand aan de voorzijde, kunststof en achteruitkijkspiegels;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;
- De ongeveerde zitkolom is instelbaar in stappen van 3 cm; 50, 53, 56 en 59 cm vanaf het voetplateau gemeten;
- Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, waarbij de rijkarakteristieken en snelheid aanpasbaar zijn;
- Voorzien van onafhankelijke en instelbare vering op de voor- en achterwielen. Tevens standaard voorzien van veringen op de zitkolom voor extra comfort;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting. Keuze uit vier kleuren;
- Armleuningen, wegklapbaar, in hoogte en breedte verstelbaar;
- Stuurinrichting is zelfcorrigerend, en voorzien van koersstabilisator;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- De geveerde zitkolom is niet instelbaar. Zithoogte 47 cm (onbelast) vanaf het voetplateau gemeten.

CE EN 12184
Compliant

Excel Galaxy Plus, 4 wiel



Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy Plus, 4 wiel						excl. btw	incl. btw		art. nr.
1.1 Standaard kleuren									
Excel Galaxy Plus, 4 wiel, Tuscan red	€ 3.665,14	€ 3.995,00	<input type="checkbox"/>	1.1	09767150				
1.2 Speciale kleuren									
Excel Galaxy Plus, 4 wiel, Champagne	€ 3.838,54	€ 4.184,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09768150				
Excel Galaxy Plus, 4 wiel, Lightning blue	€ 3.838,54	€ 4.184,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09763150				
Excel Galaxy Plus, 4 wiel, Midnight black	€ 3.838,54	€ 4.184,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09761150				
2. Snelheidsinstellingen						excl. btw	incl. btw		art. nr.
15 km/u versie	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard				
3. Accu's en acculaders						excl. btw	incl. btw		art. nr.
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810620				
2 x 90Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 182,57	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810630				
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358				
Let op: de 2 x 90 Ah accu is alleen mogelijk in combinatie met de Excel Galaxy Plus 20 km variant.									
4. Stoelen						excl. btw	incl. btw		art. nr.
4.1 Standaard stoelen									
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard				
4.2 Speciale stoelen									
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 143,54	€ 152,15	<input type="checkbox"/>	4.2	93130862				
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 143,54	€ 152,15	<input type="checkbox"/>	4.3	93130863				
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 143,54	€ 152,15	<input type="checkbox"/>	4.4	93130864				
5. Velgen						excl. btw	incl. btw		art. nr.
5.1 Standaard velgen									
Velg zilver (set van 4 stuks)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard				
5.2 Speciale velgen									
Velg hoogglans zwart (set van 4 stuks)	€ 67,10	€ 71,13	<input type="checkbox"/>	5.2	99730720				
Velg titanium (set van 4 stuks)	€ 67,10	€ 71,13	<input type="checkbox"/>	5.3	99730730				



4.1

4.2



4.3



4.4



5.1



5.2



5.3

Aankruisen

6. Opties en accessoires						excl. btw	incl. btw		art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	Standaard				
Spiegels, links en rechts (set)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.2	Standaard				
Zitkolom, geveerd	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard				
Let op: de zithoogte is niet instelbaar als u kiest voor de geveerde zitkolom.									
Zitkolom, ongeveerd	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	95130315				
Stokkenhouder de-luxe	€ 71,40	€ 77,83	<input type="checkbox"/>	6.3	90100030				
Kilometerteller	€ 44,11	€ 48,08	<input type="checkbox"/>	6.4	92330010				
Verzekeringsplaathouder	€ 15,23	€ 16,60	<input type="checkbox"/>	6.5	97101400				



6.1



6.2



6.3



6.4



6.5

Opmerkingen

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20.

Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. Het product, met fabrikantreferentie SB47A1VA wordt door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel type Galaxy Plus 4. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelroutes. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponereerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

23-8-2021

Pagina 3/3