

Geldig vanaf:	1 september 2021	Vanaf 2.747,71 excl. BTW	© 2021 Van Os Medical B.V.
Dealer:			
Referentie:		Vanaf 2.995,00 incl. BTW	Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Ordernummer:			
Afleveradres:			

Specificaties Excel Roadmaster, 4 wiel

Totale lengte:	152 cm
Totale breedte:	75 cm (92 incl. spiegels)
Totale hoogte:	140 cm
Totaal gewicht:	141 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 160 kg
Beschikbare kleuren:	Standaard kleuren: Gun Metal Grey / Ebony Black
Zitbreedte:	46 cm
Zitdiepte:	47 cm
Zithoogte:	48 cm
Draaicirkel:	404 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	21 cm
Max. snelheid:	22 km/u
Accu's:	60V/20Ah Lithium-Ion
Lader:	60V Smart lader
Actieradius:	38-50 km



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 15 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Roadmaster, 4 wiel

- Kunststof slagvaste covers verkrijgbaar in twee kleuren
- Voorzien van handremmen; schijfremmen aan de voorzijde en trommelremmen aan de achterzijde;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk digitaal dashboard voorzien van verlichte LCD display, spatwaterdicht. Voorzien van accu indicatiemeter, kilometer teller, weergave snelheid en weergave tijd
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Actieradius: ≤ km
- Standaard voorzien van spiegels
- Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;
- Standaard voorzien van voor- en achter verlichting, remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen
- De zitting is in diepte instelbare d.m.v. een stoelslede
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoek instelbaar;

Excel Roadmaster, 4 wiel



1. Uitvoering Excel Roadmaster, 4 wiel

1.1 Standaard kleuren

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Roadmaster, 4 wiel, Gun Metal Grey	€ 2.747,71	€ 2.995,00	<input type="checkbox"/>	1.1	09400100
Excel Roadmaster, 4 wiel, Ebony Black	€ 2.747,71	€ 2.995,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09400200

1.2

1.3

2. Accu's en acculaders

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
5 x 20Ah / 12V Lithium-Ion accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	standaard
60V smart acculader	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	standaard

3. accessoires

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Koffer zwart incl. montagebeugel	€ 99,00	€ 107,91	<input type="checkbox"/>	-	94400001
Koffer grijs incl. montagebeugel	€ 99,00	€ 107,91	<input type="checkbox"/>	-	94400002
Captain zitting inclusief armleuning en zitplaat	€ 274,31	€ 299,00	<input type="checkbox"/>	-	SH01 E402

© 2021 Van Os Medical B.V., Kesterbosweg 37, 4001 SK, Steenbergen, Nederland. Tel: +31 (0) 167 57 30 20. Het doel van Van Os Medical B.V. is erop gericht om innovatieve en vooruitstrevende producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spellfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponneerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

8-9-2021

Pagina 2/2