

Geldig vanaf:	1 september 2021	<p><b>Vanaf €1.188,08 excl. BTW</b></p> <p>© 2021 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V.                  Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel Xena 4

<b>Totale lengte:</b>	104 cm (incl. anti-tip wielen)
<b>Totale breedte:</b>	54 cm
<b>Totale hoogte:</b>	Voor: 88 cm (excl. spiegels)
<b>Totaal gewicht:</b>	46,8 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 135 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Champagne / Burgundy red / Blue
<b>Zitbreedte:</b>	45 cm
<b>Zitdiepte:</b>	39 cm
<b>Zithoogte:</b>	41 cm
<b>Draaicirkel:</b>	225 cm (buiten radius)
<b>Bodemvrijheid:</b>	6 cm
<b>Max. snelheid:</b>	7-8 km/u
<b>Accu's:</b>	2 x 18Ah / 12V
<b>Lader:</b>	2 Ah
<b>Actieradius:</b>	<19 km met 18 Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 6km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

## Producteigenschappen Excel Xena 4

- Kunststof slagvaste covers in de kleur Champagne, Burgundy red en Blue;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem, vrijloop;
- Hoekinstelbaar stuur, neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard, spatwaterdicht;
- Voorzien van LED-lamp aan voorzijde;
- Actieradius <19 km (met 18Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde;
- Voorzien van opbergbakje bij stuurkolom;
- Voorzien van voor- en achtervering;
- Voorzien van 8" lucht voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare comfort zitting, neerklapbaar, bekleding afneembaar;
- De armleuningen zijn wegklapbaar, in breedte verstelbaar en afneembaar;
- Uitgerust met een USB-aansluiting;
- Eenvoudig uitneembare accu unit, voorzien van lock;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Demontabel in 5 losse delen, ideaal om te vervoeren.

## Aankruisen

1. Uitvoering Excel Xena 4					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Xena, Champagne	€ 1.188,08	€ 1.295,00	<input type="checkbox"/>	1.1	06030260
Excel Xena, Burgundy red	€ 1.188,08	€ 1.295,00	<input type="checkbox"/>	1.2	06030261
Excel Xena, Blue	€ 1.188,08	€ 1.295,00	<input type="checkbox"/>	1.3	06030262
2. Accu's en acculaders					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
2 x 18Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810320
2Ah / 24V acculader, klasse 2	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810350
3. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Stokkenhouder de-luxe	€ 71,40	€ 77,83	<input type="checkbox"/>	-	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 32,55	€ 35,48	<input type="checkbox"/>	-	06030100



1.1



1.2



1.3

## Opmerkingen

© 2021 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberghe, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2021 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponseed bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).

23/08/2021