

Geldig vanaf:	1 januari 2022	Vanaf €1.549,- excl. BTW © 2022 Excel Mobility Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel G5 Modulair Junior


Totale hoogte:	84 cm
Totale breedte:	Zitbreedte + 21 cm
Totale lengte:	90 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	14,9 kg
Gebbruikersgewicht:	Max. 80 kg
Beschikbare kleuren:	Frame: Metallic silver Zijframe: Blue metallic / Pink metallic
Zitbreedte:	35, 37½ en 40 cm
Zitdiepte:	35, 37½ en 40 cm
Zithoogte:	Voor: 40, 42½, 44, 45½ en 46½ cm Achter: 38, 40, 42½, 44 en 45 cm
Rughoogte:	40, 42½ en 45 cm (verstelbaar)




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G5 Modulair Junior

- Een zilveren framekleur gecombineerd met blauw (standaard) of roze zijframe;
- 6" x 1¼" zwenkwieken voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Rughoogte eenvoudig verstelbaar op 40, 42½ en 45 cm, door middel van een snelsluit mechanisme;
- Spanbanden zitting instelbaar voor zitbreedtes: 35, 37½ en 40 cm;
- In hoogte verstelbare en uitneembare armsteunen met korte armpolsters;
- Voetplaten voorzien van nylon hielband;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten, afneembaar;
- Diepte- en hoek instelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti-tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- Wielbasis instelling d.m.v. achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
- Brede range aan opties en accessoires;
- 22" x 1¾" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van luchtbanden, aluminium hoepels en Quick-Release assen;
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 90 - 105 °;
- Plooibare rugbekleding, voorzien van 7 spanbanden en stretchstof lamellenbekleding;
- Standaard zitkussen, voorzien van stretch bekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met verstelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren, in te stellen op 90 - 105 °;
- Rugspanner met neerklap mechanisme, breedte verstelbaar;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Frame breedte instelbaar; 35, 37½ en 40 cm. Bij verandering van de zitbreedte dient de zit- en rugbekleding gewisseld te worden;
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken.

Aankruisen 

1. Uitvoering Excel G5 Modulair Junior

Basisprijs: € 1.790,02	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37,5 cm	Zitbreedte 40 cm	
	Standaard	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	
Zitdiepte 35 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	€ 1.790,02	€ 1.790,02	€ 1.790,02	
Standaard	2872FF4112	2872GF4112	2872HF4112	
Zitdiepte 37,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	€ 1.790,02	€ 1.790,02	€ 1.790,02	
Optie zonder meerprijs	2872FG4112	2872GG4112	2872HG4112	
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	€ 1.790,02	€ 1.790,02	€ 1.790,02	
Optie zonder meerprijs	2872FH4112	2872GH4112	2872HH4112	

2. Kantelsysteem

excl. btw art. nr.

Kantelsysteem	€ 670,49	<input type="checkbox"/>	-	92850100
---------------	----------	--------------------------	---	----------

3. Framekleuren

excl. btw art. nr.

Silver metallic, voorzien van blue metallic accenten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Silver metallic, voorzien van pink metallic accenten	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	12870250 + 12870260

4. Zithoogtes (voor)

Zithoogte voor in cm + voorwiel in inch

Zithoogte 40 cm	Zithoogte 42,5 cm	Zithoogte 44 cm	Zithoogte 45,5 cm	Zithoogte 46,5 cm
6" inch	6" inch	6" inch	7" inch	7" inch
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 33,28	€ 33,28	Standaard	€ 33,28	€ 33,28
02850140	02850142	02850144	02850145	02300046

5. Zithoogtes (achter)

Zithoogte achter in cm + achterwiel in inch

Zithoogte 38 cm	Zithoogte 40 cm	Zithoogte 42,5 cm	Zithoogte 44 cm	Zithoogte 45 cm
22" inch	22" inch	22" inch	22" inch	22" inch
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs
02871138	02871140	02871143	02871144	02871145

6. Zitvoorzieningen

excl. btw art. nr.

Standaard zitkussen	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	Standaard
---------------------	-----------	--------------------------	-----	-----------



6.1

Aankruisen

7. Rugvoorzieningen					excl. btw	art. nr.
Slappe spanbandenrug, voorzien van lamellen bekleding	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
8. Armleningen					excl. btw	art. nr.
Armleningen, in hoogte instelbaar, voorzien van transparante kledingbeschermers	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
9. Armpolsters					excl. btw	art. nr.
Armpolsters, kort	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
10. Voet- en beenposities					excl. btw	art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	Standaard		
Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar	€ 253,34	<input type="checkbox"/>	10.2	62852642 + 62852643		
11. Achterwielen					excl. btw	art. nr.
22" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
22" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 44,77	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080003		
20" x 1 1/2" achterwielen, 26 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 52,97	<input type="checkbox"/>	-	02082714		
20" x 1 1/2" achterwielen, 26 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 52,97	<input type="checkbox"/>	-	02872713		
Spaakbeschermers, 20" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 26 spaaks achterwielen	€ 155,61	<input type="checkbox"/>	-	01140914		
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 155,61	<input type="checkbox"/>	-	90608500		
12. Remmen					excl. btw	art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	Standaard		
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 51,88	<input type="checkbox"/>	12.2	02080920		
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 51,88	<input type="checkbox"/>	12.2	02080921		
13. Voorwielen					excl. btw	art. nr.
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 35,87	<input type="checkbox"/>	-	2x 80000040		
7" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 35,87	<input type="checkbox"/>	-	2x 80080000		
14. Opties en accessoires					excl. btw	art. nr.
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard		
Stokkenhouder	€ 18,02	<input type="checkbox"/>	14.2	90081015		
Zitfixatiegordel	€ 57,88	<input type="checkbox"/>	14.3	90280900		
Luchtpomp	€ 12,56	<input type="checkbox"/>	14.4	90280975		
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 35, 37,5 en 40 cm	€ 422,06	<input type="checkbox"/>	14.5	99015125		



10.1



10.2



12.1



12.2



14.1



14.2



14.3



14.4



14.5

Opmerkingen