

Geldig vanaf:	1 januari 2022	<p>Vanaf €2.705,50 excl. BTW</p> <p>© 2022 Van Os Medical B.V.</p> <p>Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy Compact II

Totale lengte:	132 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	66 cm
Totale hoogte:	Voor: 112 cm. Achter: 134 cm
Totaal gewicht:	139 kg
Gebbruikersgewicht:	Max. 136 kg
Beschikbare kleuren:	Standaard kleuren: Tuscan red Speciale kleuren: Champagne/ Lightning blue / Midnight black
Zitbreedte:	48,5 cm
Zitdiepte:	47 cm
Zithoogte:	46 ↔ 56 cm (verstelbaar)
Draaicirkel:	271 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	16 cm
Max. snelheid:	15 km/u
Accu's:	2 x 12V / 50Ah
Lader:	24V / 5Ah
Actieradius:	40 km met 50Ah accu's





De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 15 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy Compact II

- Kunststof slagvaste covers in twee standaard kleuren en twee speciale kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Instelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk digitaal dashboard met tip touch bediening, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius: ≤ 40 km (met 50Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkenmerken en snelheid zijn aanpasbaar;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities). Keuze uit vier kleuren;
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de voorzijde.

Aankruisen 



1. Uitvoering Excel Galaxy Compact II excl. btw incl. btw art. nr.

1.1 Standaard kleuren

Excel Galaxy Compact II, 4 wiel, Tuscan red	€ 2.705,50	€ 2.949,00	<input type="checkbox"/>	1.1	09096100
---	------------	------------	--------------------------	-----	----------

1.2 Speciale kleuren

Excel Galaxy Compact II, 4 wiel, Champagne	€ 2.788,07	€ 3.039,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09097100
--	------------	------------	--------------------------	-----	----------

Excel Galaxy Compact II, 4 wiel, Lightning blue	€ 2.788,07	€ 3.039,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09098100
---	------------	------------	--------------------------	-----	----------

Excel Galaxy Compact II, 4 wiel, Midnight black	€ 2.788,07	€ 3.039,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09099100
---	------------	------------	--------------------------	-----	----------

2. Accu's en acculaders excl. btw incl. btw art. nr.

2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810612
---	-----------	-----------	--------------------------	---	----------------

8Ah / 24V acculader, klasse 2	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358
-------------------------------	-----------	-----------	--------------------------	---	----------

3. Stoelen excl. btw incl. btw art. nr.

3.1 Standaard stoelen

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard
--	-----------	-----------	--------------------------	-----	-----------

3.2 Speciale stoelen

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 149,28	€ 162,71	<input type="checkbox"/>	3.2	93130862
---	----------	----------	--------------------------	-----	----------

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 149,28	€ 162,71	<input type="checkbox"/>	3.3	93130863
--	----------	----------	--------------------------	-----	----------

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 149,28	€ 162,71	<input type="checkbox"/>	3.4	93130864
---	----------	----------	--------------------------	-----	----------

4. Velgen excl. btw incl. btw art. nr.

4.1 Standaard velgen

Velg zilver (set van 4 stuks)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard
-------------------------------	-----------	-----------	--------------------------	-----	-----------

4.2 Speciale velgen

Velg zwart met zilver gepolijst (set van 4 stuks)	€ 49,10	€ 53,52	<input type="checkbox"/>	4.2	99730710
---	---------	---------	--------------------------	-----	----------

Velg hoogglans zwart (set van 4 stuks)	€ 69,13	€ 73,35	<input type="checkbox"/>	-	99730720
--	---------	---------	--------------------------	---	----------

Velg titanium (set van 4 stuks)	€ 69,13	€ 73,35	<input type="checkbox"/>	-	99730730
---------------------------------	---------	---------	--------------------------	---	----------



5. Opties en accessoires

	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 77,23	€ 84,18	<input type="checkbox"/>	5.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 32,55	€ 35,48	<input type="checkbox"/>	5.3	91010970
Verzekeringsplaathouder	€ 14,26	€ 17,26	<input type="checkbox"/>	5.4	97101400



5.1

5.2

5.3

Opmerkingen

© 2022 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20.

Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. Het product, met fabrikantreferentie S840HJVA5 wordt door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel type Galaxy Compact II. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spellfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2022 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2022. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponereerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

22/11/2021

Pagina 3/3