

Geldig vanaf:	1 januari 2022	<p>Vanaf <b>€3298,17</b> excl. BTW</p> <p>© 2022 Van Os Medical B.V.</p> <p>Van Os Medical B.V.                  Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel Galaxy II, 4 wiel

<b>Totale lengte:</b>	146 cm (incl. anti-tip wielen)
<b>Totale breedte:</b>	65 cm
<b>Totale hoogte:</b>	Voor: 110 cm. Achter: 127 cm
<b>Totaal gewicht:</b>	127 kg
<b>Gebbruikersgewicht:</b>	Max. 175 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Standaard kleuren: Tuscan red Speciale kleuren: Champagne / Lightning blue / Midnight black
<b>Zitbreedte:</b>	48,5 cm
<b>Zitdiepte:</b>	47 cm
<b>Zithoogte:</b>	48 ↔ 58 cm (verstelbaar)
<b>Draaicirkel:</b>	329 cm (buiten radius)
<b>Bodemvrijheid:</b>	13 cm
<b>Max. snelheid:</b>	15 km/u
<b>Accu's:</b>	2 x 12V / 50Ah of 2 x 12V / 73Ah
<b>Lader:</b>	24V / 8Ah
<b>Actieradius:</b>	≤ 35 km met 50Ah accu's of ≤ 50 km met 73Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 15 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

## Producteigenschappen Excel Galaxy II, 4 wiel

- Kunststof slagvaste covers in twee standaard kleuren, vier speciale kleuren en drie exclusieve kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk digitaal dashboard voorzien van verlichte LCD display, spatwaterdicht. Voorzien van accu indicatiemeter, kilometerteller, weergave snelheid, weergave tijd, storingcodes, temperatuur en noodstopknop\*;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius: ≤ 35 km (met 50Ah accu's) en ≤ 50 km (met 73 Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Standaard voorzien van stuursensor, reduceert snelheid in de bochten met 25%\*;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities). Keuze uit viertal kleuren;
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde.



\* Vanaf batch 5449 is de Excel Galaxy II 4 wiel voorzien van bovenstaande producteigenschappen.

# Excel Galaxy II, 4 wiel



## 1. Uitvoering Excel Galaxy II, 4 wiel

### 1.1 Standaard kleuren

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Galaxy II, 4 wiel, Tuscan red	€ 3.298,17	€ 3.595,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09746110

### 1.2 Speciale kleuren

Excel Galaxy II, 4 wiel, Champagne	€ 3.389,91	€ 3.695,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09747110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Lightning blue	€ 3.389,91	€ 3.695,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09745100
Excel Galaxy II, 4 wiel, Midnight black	€ 3.389,91	€ 3.695,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09741100



1.2

1.3



1.4

1.5

## 2. Accu's en acculaders

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810612
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 143,54	€ 156,46	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810620
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358

## 3. Stoelen

### 3.1 Standaard stoelen

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard

### 3.2 Speciale stoelen

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 149,28	€ 162,17	<input type="checkbox"/>	3.2	93130862
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 149,28	€ 162,17	<input type="checkbox"/>	3.3	93130863
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 149,28	€ 162,17	<input type="checkbox"/>	3.4	93130864



3.1

3.2



3.3

3.4

## 4. Velgen

### 4.1 Standaard velgen

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Velg zilver (set van 4 stuks)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard

### 4.2 Speciale velgen

Velg zwart met zilver gepolijst (set van 4 stuks)	€ 49,10	€ 53,52	<input type="checkbox"/>	4.2	99730710
Velg hoogglaans zwart (set van 4 stuks)	€ 69,14	€ 75,36	<input type="checkbox"/>	-	99730720
Velg titanium (set van 4 stuks)	€ 69,14	€ 75,36	<input type="checkbox"/>	-	99730730



4.1

4.2

## Aankruisen

### 5. Opties en accessoires

	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 74,26	€ 80,94	<input type="checkbox"/>	5.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 33,85	€ 36,90	<input type="checkbox"/>	5.3	91010970
Verzekeringsplaathouder	€ 14,26	€ 17,26	<input type="checkbox"/>	5.4	97101400
Zitkolom, geveerd	€ 310,96	€ 338,95	<input type="checkbox"/>	-	93130755



Let op: op het moment dat er gekozen wordt voor de optie 'zitkolom, geveerd', vervalt de zithoogte instelling.

### Opmerkingen

© 2022 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20.

Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. Het product, met fabrikantreferentie S846GBVA52 wordt door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel type Galaxy II. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2022 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2022. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).

22/11/2021

Pagina 3/3