

Geldig vanaf:	1 januari 2022	<b>Vanaf € 118,35 excl. BTW</b>	<b>© 2022 Excel Mobility</b> Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

## Specificaties Excel Litewalk Classic

<b>Totale lengte:</b>	68 cm - 76 cm
<b>Totale breedte:</b>	65 cm
<b>Totale hoogte:</b>	74 - 98 cm verstelbaar (hoogte duwhandvatten)
<b>Totaal gewicht:</b>	7,4 kg
<b>Gebbruikersgewicht:</b>	Max. 130 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Artisan champagne / Grigio titanio / Navagio bianco / Tributo rosso
<b>Zitbreedte:</b>	37 cm
<b>Zitdiepte:</b>	24 cm
<b>Zithoogte:</b>	54 cm - 61 cm (verstelbaar)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel Litewalk Classic

- Verkrijgbaar in de kleuren Artisan champagne, Grigio titanio, Navagio bianco en Tributo rosso;
- Standaard voorzien van licht bedienbare remmen, met parkeerfunctie;
- Standaard uitgerust met stabiele 8" voor- en achterwielen, lekvrije PU banden;
- Standaard voorzien van ergonomische duwhandvatten, in hoogte verstelbaar;
- Eenvoudig mee te nemen dankzij opklapmechanisme;
- Standaard voorzien van opbergtas, max. 5 kg draaggewicht;
- Standaard uitgerust met rugsteun, opklapbaar en afneembaar;
- Standaard voorzien van gepolsterde zitting, opklapbaar;
- Standaard voorzien van uitwasbare zitmat;
- Frame in hoogte verstelbaar door middel van verstelknoppen;
- Lichtgewicht rollator, geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik;
- Standaard geleverd met stokhouder en steppers.

### Aankruisen

1. Uitvoering Excel Litewalk Classic	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Excel Litewalk Classic, artisan champagne	€ 118,35	€ 129,00	<input type="checkbox"/>	1.1 35001110
Excel Litewalk Classic, grigio titanio	€ 118,35	€ 129,00	<input type="checkbox"/>	1.2 35001210
Excel Litewalk Classic, navagio bianco	€ 118,35	€ 129,00	<input type="checkbox"/>	1.3 35001310
Excel Litewalk Classic, tributo rosso	€ 118,35	€ 129,00	<input type="checkbox"/>	1.4 35001010



1.1



1.2



1.3



1.4

## Opmerkingen

© 2022 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2022 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2022. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponereerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

18-11-2021