

Geldig vanaf:	1 januari 2022	<p>Vanaf <b>€1830,30</b> excl. BTW</p> <p>© 2022 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V.                  Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel Senzo

<b>Totale lengte:</b>	117 cm (incl. anti-tip wielen)
<b>Totale breedte:</b>	63 cm
<b>Totale hoogte:</b>	102 cm (excl. spiegels)
<b>Totaal gewicht:</b>	46,8 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 158 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Champagne / Burgundy red / Blue
<b>Zitbreedte:</b>	46 cm
<b>Zitdiepte:</b>	44 cm
<b>Zithoogte:</b>	42,5 cm
<b>Draaicirkel:</b>	305 cm (buiten radius)
<b>Bodemvrijheid:</b>	13 cm
<b>Max. snelheid:</b>	Vooruit: 10 km/u
<b>Accu's:</b>	2 x 34 Ah / 12 V
<b>Lader:</b>	3 Ah / 24 V
<b>Actieradius:</b>	<28 km met 34 Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 10 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

## Producteigenschappen Excel Senzo

- Kunststof slagvaste covers in de kleur Champagne, Burgundy red en Blue;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem, vrijloop;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard, spatwaterdicht;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius <28 km (met 34 Ah accu's);
- Anti-tip wielen aan achterzijde;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingsaanwijzers, gevarenlichten en geluidssignaal;
- Voorzien van voor- en achtervering;
- Voorzien van 10" lucht voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare comfort zitting, neerklapbaar;
- De armleuningen zijn wegklapbaar, in breedte verstelbaar en afneembaar;
- Uitgerust met een USB-aansluiting;
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel.

## Aankruisen

1. Uitvoering Excel Senzo					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Excel Senzo, Champagne	€ 1.830,30	€ 1.995,00	<input type="checkbox"/>	1.1	03800260
Excel Senzo, Burgundy red	€ 1.830,30	€ 1.995,00	<input type="checkbox"/>	1.2	03800261
Excel Senzo, Blue	€ 1.830,30	€ 1.995,00	<input type="checkbox"/>	1.3	03800262
2. Accu's en acculaders					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
2 x 34Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810600
3Ah / 24V acculader, klasse 2	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810355
3. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Stokkenhouder de-luxe	€ 74,26	€ 80,94	<input type="checkbox"/>	-	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 33,85	€ 36,90	<input type="checkbox"/>	-	06030100



1.1



1.2



1.3

## Opmerkingen

© 2022 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2022 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2022. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponneerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).

8-3-2022

Pagina 2/2