

Geldig vanaf:	1 januari 2022		© 2022 Medipoint Adres: Reactorweg 160 Postcode: 3542 AD Plaats: Utrecht, Nederland Telefoon: + 31 (0) 88 10 20 100 Website: info@medipoint.nl
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

## Specificaties Travixx rollators

Travixx	Travixx Classic	Travixx Deluxe	Travixx Traveller
	Maat S   Maat M	Maat S   Maat M	Maat M
<b>Totale lengte:</b>	70 cm   70 cm	70 cm   70 cm	74 cm
<b>Totale breedte:</b>	59 cm	59 cm	59 cm
<b>Totale hoogte:</b>	76 ↔ 86 cm*   ↔ 99 cm*	86 ↔ 86 cm*   86 ↔ 99 cm*	86 ↔ 99 cm*
<b>Totaal gewicht:</b>	6,4 kg	7 kg	8,1 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 130 kg	Max. 130 kg	Max. 130 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Salt White Kite Blue Macadamia Brown	Tuscan Red Gun Metal Grey Dark Blue	Silver Black
<b>Zitbreedte:</b>	45 cm   45 cm	45 cm   45 cm	45 cm
<b>Zitdiepte:</b>	22 cm   22 cm	22 cm   22 cm	22 cm
<b>Zithoogte:</b>	54 cm   62 cm	54 cm   62 cm	59 cm




\* verstelbaar

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Travixx rollators

- Verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren;
- Voorzien van grote voorwielen;
- Standaard geleverd met comfortabele rugsteun, afsluitbare boodschappentas en stokkenhouder;
- Eenvoudig mee te nemen dankzij eenvoudig opklapmechanisme;
- Lichtgewicht design rollator;
- Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.

Aankruisen 

## 1. Uitvoering Travixx rollators

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Travixx Classic Salt White Small	€ 304,65	€ 332,06	<input type="checkbox"/>	1.1	24106184
Travixx Classic Salt White Medium	€ 304,65	€ 332,06	<input type="checkbox"/>	-	24106185
Travixx Classic Kite Blue Small	€ 304,65	€ 332,06	<input type="checkbox"/>	-	24106186
Travixx Classic Kite Blue Medium	€ 304,65	€ 332,06	<input type="checkbox"/>	-	24106187
Travixx Classic Macadamia Brown Small	€ 304,65	€ 332,06	<input type="checkbox"/>	-	24106188
Travixx Classic Macadamia Brown Medium	€ 304,65	€ 332,06	<input type="checkbox"/>	-	24106189
Travixx Deluxe Tuscan Red Small	€ 365,25	€ 398,12	<input type="checkbox"/>	1.2	24106190
Travixx Deluxe Tuscan Red Medium	€ 365,25	€ 398,12	<input type="checkbox"/>	-	24106191
Travixx Deluxe Gun Metal Grey Small	€ 365,25	€ 398,12	<input type="checkbox"/>	-	24106192
Travixx Deluxe Gun Metal Grey Medium	€ 365,25	€ 398,12	<input type="checkbox"/>	-	24106193
Travixx Deluxe Dark Blue Small	€ 365,25	€ 398,12	<input type="checkbox"/>	-	24106194
Travixx Deluxe Dark Blue Medium	€ 365,25	€ 398,12	<input type="checkbox"/>	-	24106195
Travixx Traveller Silver	€ 410,71	€ 447,68	<input type="checkbox"/>	1.3	24106196
Travixx Traveller Black	€ 410,71	€ 447,68	<input type="checkbox"/>	-	24106197



1.1



1.2



1.3

## 2. Opties en accessoires

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Dienblad, compleet met dienbladhouders (set)	€ 40,07	€ 43,67	<input type="checkbox"/>	2.1	92417170



2.1

## Opmerkingen

© 2021 Medipoint., Reactorweg 160, 3542 AD, Utrecht, Nederland. Tel. +31-(0)88 10 20 100. Het beleid van Medipoint is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2022 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2022. De voorwaarden van Medipoint zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

18-11-2021

Pagina 2/2