

Geldig vanaf:	1 januari 2024	<b>Vanaf € 457,80</b> excl. BTW	<b>© 2024 Excel Mobility</b> Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

## Specificaties Excel 9.9

<b>Totale lengte:</b>	93 cm
<b>Totale breedte:</b>	59 cm
<b>Totale hoogte:</b>	94 cm
<b>Totaal gewicht:</b>	9,9 KG
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 100 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Tuscan red / Dark blue / Gun metal grey
<b>Zitbreedte:</b>	45 cm
<b>Zitdiepte:</b>	43 cm
<b>Zithoogte:</b>	50 cm (vanaf de grond gemeten)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel 9.9

- Verkrijgbaar in de kleuren Tuscan red, Dark blue en Gun metal grey;
- In hoogte verstelbare armpolsters
- In hoogte verstelbare en afneembare voetplaten
- Neerklapbare rugleuning
- Opvouwbaar frame
- Ultra lichtgewicht aluminium frame
- Voorzien van geïntegreerde steppers
- In hoogte verstelbare duwhandvaten
- Geprofileerde zitting
- Extra lumbale ondersteuning in de rugleuning
- Quick release assen, afneembare wielen

## Aankruisen

1. Uitvoering Excel 9.9					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
<b>Zelfvoorbeweger</b>					
Excel 9.9 Dark Blue	€ 457,80	€ 499,00	<input type="checkbox"/>	1.4	1341MK112
Excel 9.9 Gun Metal Grey	€ 457,80	€ 499,00	<input type="checkbox"/>	1.5	1342MK112
Excel 9.9 Tuscan Red	€ 457,80	€ 499,00	<input type="checkbox"/>	1.6	1340MK112



## Opmerkingen

---



---



---

© 2024 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2024 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).

15-11-2023

Pagina 2/2