

# Excel G-Lightweight +2



Prijslijst / orderformulier 2024 (BTW tarief is 9%)

Geldig vanaf:	1 januari 2024	Vanaf <b>€1.398,00</b> excl. BTW	© 2024 Excel Mobility Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

## Specificaties Excel G-Lightweight +2

<b>Totale hoogte:</b>	92 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar) tot 102 cm
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 17 cm
<b>Totale lengte:</b>	103 cm (incl. voetsteunen)
<b>Totaal gewicht:</b>	19 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 125 kg bij zitbreedte 40 en 45 cm Max. 135 kg bij zitbreedte 50 cm
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Zilver metallic
<b>Zitbreedte:</b>	40, 45 en 50 cm
<b>Zitdiepte:</b>	40, 42½, 45, 47½ en 50 cm (instelbaar)
<b>Zithoogte:</b>	45*, 47½, 50 en 52½ cm
<b>Rughoogte:</b>	Standaard: 42½ cm. Instelbaar tot 45 cm.

Let op: zithoogte 45 cm is uitsluitend mogelijk in combinatie met 6" voorwielen en 22" achterwielen.




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel G-Lightweight +2

- Framekleur zilver metallic voorzien van krasvaste toplaag;
- 8" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Standaard voorzien van balhoofd, hoek instelbaar;
- Plooibare, gepolsterde en afneembare rugbekleding;
- Plooibare en gepolsterde zitbekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Standaard voorzien van een spanbandenrug met 5 spanbanden;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Wielbasisinstelling door middel van achterasplaat;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti-tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- 24" x 1¼" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van reflectoren, PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick-Release assen;
- Doorlopende, wegzwenkbare en afneembare armleningen met in hoogte verstelbare armpolsters;
- Voorzien van een instelbare rug- en zithoek, 85 tot 105 graden;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten;
- Diepte- en hoek instelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoekinstelbare voetplaten voorzien van nylon hielband;
- Brede range in maatvoeringen: 5 zitdieptes, 4 zithoogtes en 3 zitbreedtes;
- Brede range aan opties en accessoires. Tevens uit te voeren met de Excel Pro Comfort en Silver Seating polsterlijn, zie hiervoor prijslijst Excel G-Lightweight +2 zit- en rugvoorzieningen.
- Standaard voorzien van een rugspanner

# Excel G-Lightweight +2

Aankruisen 

## 1. Uitvoering Excel G-Lightweight +2

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 1.398,00	Optie zonder meerprijs	Standaard	€ 265,08 (meerprijs)
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.398,00	€ 1.398,00	€ 1.663,08
(meerprijs)	2165HK114	2165MK114	2165QK114
Zitdiepte 42,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.398,00	€ 1.398,00	€ 1.663,08
Standaard	2165HK114	2165MK114	2165QK114
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.398,00	€ 1.398,00	€ 1.663,08
(meerprijs)	2165HK	2165MK114	2165QK114
Zitdiepte 47,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.398,00	€ 1.398,00	€ 1.663,08
(meerprijs)	2165HK114	2165MK114	2165QK114
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.398,00	€ 1.398,00	€ 1.663,08
(meerprijs)	2165HK114	2165MK114	2165QK114



## 2. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Framekleur, zilver metallic

Standaard

-

Standaard

## 3. Zithoogtes

excl. btw

art. nr.

Zithoogte 47½ cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen

€ 149,76

-

02140147

Zithoogte 50 cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen

Standaard

-


Standaard

Zithoogte 52½ cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen

€ 149,76

-

02140152

Aankruisen 

## 4. Zitvoorzieningen

Excel Pro Comfort zitkussen, anti-slip, met EXCEL logo			
Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 74,30		€ 4,70 (meerprijs)	€ 9,42 (meerprijs)
Zitdiepte 42/43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 74,30 52130439	€ 79,02 52130444	€ 83,73 52130449
Zitdiepte 46/47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 74,30 52131439	€ 79,02 52131444	€ 83,73 52131449



Excel Pro Comfort Gel zitkussen		
Basisprijs:	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 270,07		
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 270,07 50074444	
Zitdiepte 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€ 270,07 50075151



## 5. Armpolsters

excl. btw

art. nr.

Armpolsters	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard

## 6. Voet- en beenposities

excl. btw

art. nr.

Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	Standaard
Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, links, tbv zitbreedte 40 cm	€ 139,16	<input type="checkbox"/>	-	62133020
Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, rechts, tbv zitbreedte 40 cm	€ 139,16	<input type="checkbox"/>	-	62133030
Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, links, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm	€ 139,16	<input type="checkbox"/>	-	62133040
Comfort beensteun lichtgewicht, verstelbaar lengte compenseren, compleet, rechts, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm	€ 139,16	<input type="checkbox"/>	-	62133050
Comfort beensteun, lengte compenserend, voorzien van gasveer, links, 40/50 cm	€ 164,52	<input type="checkbox"/>	-	60086020
Comfort beensteun, lengte compenserend, voorzien van gasveer, rechts, 40/50 cm	€ 164,52	<input type="checkbox"/>	-	60086030
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 171,60	<input type="checkbox"/>	-	60086520
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 171,60	<input type="checkbox"/>	6.2	60086530
Gipssteun compleet, links	€ 272,53	<input type="checkbox"/>	6.3	62136560
Gipssteun compleet, rechts	€ 272,53	<input type="checkbox"/>	-	62136565




6.1



6.2

6.3

# Excel G-Lightweight +2

Aankruisen 

7. Achterwielen (vervolg)		excl. btw		7.1	art. nr.
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>		7.1	Standaard
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 166,01	<input type="checkbox"/>	-		2x 40080000
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 525,69	<input type="checkbox"/>	-		70080300 + 70080310
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 525,69	<input type="checkbox"/>	-		70080400 + 70080410
Spaakbeschermers, 22"/24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 168,06	<input type="checkbox"/>	-		90608500
8. Remmen		excl. btw		8.1	art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>		8.1	Standaard
9. Voorwielen		excl. btw			art. nr.
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-		Standaard
10. Opties en accessoires		excl. btw			art. nr.
Stokkenhouder	€ 19,46	<input type="checkbox"/>	10.2		90081010
Zifixatiegordel	€ 62,51	<input type="checkbox"/>	10.4		90280900
Anti-tip wielen, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, links / rechts, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.6		Standaard
11. Excel Click & Go uitvoering		excl. btw			art. nr.
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)	€ 1.379,94	<input type="checkbox"/>	11.1		08110190
Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact II)	€ 2.303,87	<input type="checkbox"/>	11.2		08130190



7.1



8.1



10.2



10.4



## Opmerkingen





























© 2024 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spellouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2024 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).



Geldig vanaf:	1 januari 2024
Dealer:	
Referentie:	
Ordernummer:	
Afleveradres:	

© 2024 Excel Mobility

Van Os Medical  
 Adres: Koperslagerij 3  
 Postcode: 4651 SK  
 Plaats: Steenberg (NB), The Netherlands  
 Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20  
 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl  
 Website: www.vanosmedical.nl

## 1. Zitvoorzieningen art. nr.

1.1 Excel Pro Comfort zitvoorzieningen					
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 208,04		1.1	52425040 + 12131051	 Excel Pro Comfort polster zitting
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 208,04		1.1	52425045 + 12131051	
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 208,04		1.1	52425050 + 12131051	
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 398,62		1.2	57402740 + 12131051	
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 398,62		1.2	57402745 + 12131051	
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 398,62		1.2	57402750 + 12131051	
1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen					
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,16		1.3	52132108C + 12131051	 Excel Silver Seating Standaard zitting
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,16		1.3	52132108E + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,16		1.3	52132108G + 12131051	 1.3
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 333,16		1.3	52132320C + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 333,16		1.3	52132320E + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 333,16		1.3	52132320G + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 353,21		1.3	52132110C + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 353,21		1.3	52132110E + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 353,21		1.3	52132110G + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 353,21		1.3	52132322C + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 353,21		1.3	52132322E + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 353,21		1.3	52132322G + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 368,54		1.3	52132112C + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 368,54		1.3	52132112E + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 368,54		1.3	52132112G + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,54		1.3	52132324C + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,54		1.3	52132324E + 12131051	
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,54		1.3	52132324G + 12131051	
Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 594,98		1.4	52132150C + 12131051	 Excel Silver Seating Singel zitting
Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 594,98		1.4	52132150E + 12131051	
Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 594,98		1.4	52132150G + 12131051	



1. Zitvoorzieningen (vervolg)		art. nr.	
<b>1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg)</b>			
Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 594,98	<input type="checkbox"/>	1.4
Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 594,98	<input type="checkbox"/>	1.4
Excel Silver Seating Singel zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 594,98	<input type="checkbox"/>	1.4
Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 616,21	<input type="checkbox"/>	1.4
Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 616,21	<input type="checkbox"/>	1.4
Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 616,21	<input type="checkbox"/>	1.4
Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 616,21	<input type="checkbox"/>	1.4
Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 616,21	<input type="checkbox"/>	1.4
Excel Silver Seating Singel zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 616,21	<input type="checkbox"/>	1.4
Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 630,36	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 630,36	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 630,36	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 630,36	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 630,36	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 630,36	<input type="checkbox"/>	1.5
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.6
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.6
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.6
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.6
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.6
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 661,03	<input type="checkbox"/>	1.6
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 675,18	<input type="checkbox"/>	1.6
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 675,18	<input type="checkbox"/>	1.6
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 675,18	<input type="checkbox"/>	1.6



Excel Silver Seating Comfort zitting

1.5



Excel Silver Seating Comfort visco zitting

1.6

Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 675,18	<input type="checkbox"/>	1.6	52132406C + 12131051
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 675,18	<input type="checkbox"/>	1.6	52132406E + 12131051
Excel Silver Seating Comfort visco zitting, velour, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 675,18	<input type="checkbox"/>	1.6	52132406G + 12131051

# Excel G-Lightweight +2 zit- en rugvoorzieningen

## 1. Zitvoorzieningen (vervolg)

art. nr.

### 1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 343,78		1.8	52132250C + 12131051
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 343,78		1.8	52132250E + 12131051
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 343,78		1.8	52132250G + 12131051
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 343,78		1.8	52132450C + 12131051
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 343,78		1.8	52132450E + 12131051
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 343,78		1.8	52132450G + 12131051
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 393,31		1.9	52132300C + 12131051
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 393,31		1.9	52132300E + 12131051
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 393,31		1.9	52132300G + 12131051
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 393,31		1.9	52132500C + 12131051
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 393,31		1.9	52132500E + 12131051
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 393,31		1.9	52132500G + 12131051



Excel Silver Seating Plankzitting

1.8



Excel Silver Seating Plankzitting gesingeld

1.9

### 1.3 Excel Silver Seating accessoires

Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 101,42		1.10	52132600C
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 101,42		1.10	52132600E
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 101,42		1.10	52132600G
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 106,14		1.10	52132602C
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 106,14		1.10	52132602E
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 106,14		1.10	52132602G
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 40 cm	€ 113,22		1.10	52132604C
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 45 cm	€ 113,22		1.10	52132604E
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 50 cm	€ 113,22		1.10	52132604G
Achterdrempel, 5 cm	€ 90,81		1.11	52132620
Achterdrempel, 7,5 cm	€ 90,81		1.11	52132621
Achterdrempel, 10 cm	€ 90,81		1.11	52132622
Achterdrempel, instelbaar	€ 134,45		-	52132623



1.10



1.11



1.12






Let op: een drempel is alleen mogelijk bij een (gesingelde) plankzitting.

Abductieklos, stretchstof, voorzien van verstelsysteem	€ 523,64		1.12	57503800 + 57503820
--	----------	--	------	---------------------

Let op: de abductieklos is niet mogelijk met de comfort, comfort visco of balans zitting.





2. Rugvoorzieningen					art. nr.
<b>2.1 Excel Pro Comfort rugvoorzieningen</b>					
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 473,27		2.1	52421540 + 12131041 + 12131050	 Excel Pro Comfort polsterrug
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 473,27		2.1	52421545 + 12131041 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 473,27		2.1	52421550 + 12131041 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 670,82		2.2	57401640 + 12131041 + 12131050	 Excel Pro Comfort polsterrug
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 670,82		2.2	57401645 + 12131041 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 670,82		2.2	57401650 + 12131041 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 788,76		2.3	57402640 + 12131041 + 12131050	 Excel Pro Comfort geprofileerde polsterrug
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 788,76		2.3	57402645 + 12131041 + 12131050	
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 788,76		2.3	57402650 + 12131041 + 12131050	
<b>2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen</b>					
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 465,43		2.4	52132020C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Standaard
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 465,43		2.4	52132020E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 465,43		2.4	52132020G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 465,43		2.4	52132022C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Standaard
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 465,43		2.4	52132022E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 465,43		2.4	52132022G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 479,58		2.4	52132024C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Standaard
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 479,58		2.4	52132024E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 479,58		2.4	52132024G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 710,74		2.5	52132004C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Standaard
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 710,74		2.5	52132004E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 710,74		2.5	52132004G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 724,89		2.5	52132006C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Standaard
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 724,89		2.5	52132006E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 724,89		2.5	52132006G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 814,52		2.6	52132000C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Standaard
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 814,52		2.6	52132000E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 814,52		2.6	52132000G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 828,67		2.6	52132002C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Actief
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 828,67		2.6	52132002E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 828,67		2.6	52132002G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 798,01		2.7	52132008C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Actief
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 798,01		2.7	52132008E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 798,01		2.7	52132008G + 12131041 + 12131050	



2.1 Gesingeld



2.2 Spanbanden



2.3 Spanbanden



2.4 Standaard



2.5 Gesingeld



2.6 Spanbanden



2.7 Standaard

# Excel G-Lightweight +2 zit- en rugvoorzieningen



2. Rugvoorzieningen					art. nr.
<b>2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)</b>					
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 812,16		2.7	52132010C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 812,16		2.7	52132010E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 812,16		2.7	52132010G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 892,36		2.8	52132054C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 892,36		2.8	52132054E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 892,36		2.8	52132054G + 12131041 + 12131050	Excel Silver Seating Actief 2.8 Gesingeld
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.8	52132056C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.8	52132056E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.8	52132056G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.9	52132050C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.9	52132050E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.9	52132050G + 12131041 + 12131050	Excel Silver Seating Actief 2.9 Spanbanden
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.9	52132052C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.9	52132052E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.9	52132052G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 798,01		2.10	52132058C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 798,01		2.10	52132058E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 798,01		2.10	52132058G + 12131041 + 12131050	Excel Silver Seating Passief 2.10 Standaard
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 812,16		2.10	52132060C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 812,16		2.10	52132060E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 812,16		2.10	52132060G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 892,36		2.11	52132104C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 892,36		2.11	52132104E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 892,36		2.11	52132104G + 12131041 + 12131050	Excel Silver Seating Passief 2.11 Gesingeld
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 906,51		2.11	52132106C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 906,51		2.11	52132106E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 906,51		2.11	52132106G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.12	52132100C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.12	52132100E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.12	52132100G + 12131041 + 12131050	Excel Silver Seating Passief 2.12 Spanbanden
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 946,38		2.12	52132102C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.12	52132102E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 1.007,94		2.12	52132102G + 12131041 + 12131050	



# Excel G-Lightweight +2 zit- en rugvoorzieningen



3. Hoofdsteunen					art. nr.	
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 642,75	<input type="checkbox"/>	3.1	52132640 + 52132690		
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, incon (incl. bevestiging)	€ 642,75	<input type="checkbox"/>	-	52132641 + 52132690		
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, velour (incl. bevestiging)	€ 642,75	<input type="checkbox"/>	-	52132642 + 52132690		
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, neopreen (incl. bevestiging)	€ 642,75	<input type="checkbox"/>	-	52132643 + 52132690		
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 571,99	<input type="checkbox"/>	3.2	52132660 + 52132690		
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, incon (incl. bevestiging)	€ 571,99	<input type="checkbox"/>	-	52132661 + 52132690		
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, velour (incl. bevestiging)	€ 571,99	<input type="checkbox"/>	-	52132662 + 52132690		
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, neopreen (incl. bevestiging)	€ 571,99	<input type="checkbox"/>	-	52132663 + 52132690		
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 581,42	<input type="checkbox"/>	3.3	52132680 + 52132690		
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, incon (incl. bevestiging)	€ 581,42	<input type="checkbox"/>	-	52132681 + 52132690		
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, velour (incl. bevestiging)	€ 581,42	<input type="checkbox"/>	-	52132682 + 52132690		
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, neopreen (incl. bevestiging)	€ 581,42	<input type="checkbox"/>	-	52132683 + 52132690		
4. Armpolsters					art. nr.	
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 25 cm	€ 222,90	<input type="checkbox"/>	4.1	52132710		
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 40 cm	€ 252,38	<input type="checkbox"/>	-	52132700		
Standaard armpolster, velour, 8 x 25 cm	€ 240,59	<input type="checkbox"/>	-	52132711		
Standaard armpolster, velour, 8 x 40 cm	€ 268,89	<input type="checkbox"/>	-	52132701		
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 40 cm	€ 271,25	<input type="checkbox"/>	4.2	52132715		
P-vormig armpolster, velour, 12 x 40 cm	€ 289,45	<input type="checkbox"/>	-	52132716		
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 46 cm	€ 299,56	<input type="checkbox"/>	4.3	52132720		
P-vormig armpolster, velour, 12 x 46 cm	€ 317,25	<input type="checkbox"/>	-	52132721		
<b>Opmerkingen</b>						

© 2023 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2023 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2023. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).

15-11-2023

Pagina 6/6