

Geldig vanaf:	1 januari 2024	<p align="center">© 2024 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3          Postcode: 4651 SK          Plaats: Steenberg (NB), Nederland          Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20          Bestellingen: sales@vanosmedical.nl          Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

### Specificaties Excel Qnect

<b>Totale lengte:</b>	117 cm (incl. anti-tip wielen en voetsteunen)
<b>Totale breedte:</b>	63 cm
<b>Totale hoogte:</b>	93 cm
<b>Totaal gewicht:</b>	43,5 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 100 kg
<b>Handcontroller:</b>	VR2-50A
<b>Zitbreedte:</b>	40 en 45 cm
<b>Zitdiepte:</b>	43 cm
<b>Zithoogte:</b>	49 cm
<b>Max. snelheid:</b>	Vooruit: 6 km/u. Achteruit: 3 km/u
<b>Accu's:</b>	2x 12 Ah / 12 V
<b>Lader:</b>	1,8 Ah / 24 V
<b>Actieradius:</b>	18 km




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

### Producteigenschappen Excel Qnect

- Framekleur zilver metallic voorzien van krasvaste toplaag;
- Motoren voorzien van elektromagnetische rem;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- 8" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Standaard voorzien van een spanbandenrug met 5 spanbanden;
- Standaard voorzien anti-tip wielen;
- 12½" achterwielen, voorzien van PU lekvrije banden.
- Doorlopende en wegzwenkbare armleuningen met armpolsters;
- Digitale programmeerbare elektronica; rijkearakteristieken en snelheid is aanpasbaar;
- Standaard voorzien van een joystick, in diepte verstelbaar;
- Hoekinstelbare voetplaten voorzien van nylon hielband;
- Plooibare, gepolsterde en afneembare rugbekleding.
- Standaard voorzien van een afneembare accu.

Aankruisen 

## 1. Uitvoering Excel Qnect

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm
	Optie	Standaard
€ 1.162,11		
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.162,11	€ 1.162,11
Standaard	09540100	09540200



## 2. Accu's en acculaders

	excl. btw	incl. btw		art. nr.	
2 x 12Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
1,8 Ah / 24V acculader, klasse 2	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard

## 3. Zitvoorzieningen

ProComfort zitkussen, anti-slip, met EXCEL logo		
Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm
		€ 4,70 (meerprijs)
€ 74,30		
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 74,30	€ 79,00
	52130439	52130444

## 4. Voet- en beenposities

	excl. btw	incl. btw		art. nr.	
Voetsteun, wegzwenkbaar, links	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Voetsteun, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Comfort beensteun, lengte compenserend, voorzien van gasveer, links	€ 164,52	€ 179,33	<input type="checkbox"/>	-	60086020
Comfort beensteun, lengte compenserend, voorzien van gasveer, rechts	€ 164,52	€ 179,33	<input type="checkbox"/>	-	60086030

## 5. Opties en accessoires

	excl. btw	incl. btw		art. nr.	
Joystick, rechts gemonteerd	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Joystick, links gemonteerd	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	98509110

## Opmerkingen

---



---



---

© 2024 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2024 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie op deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

15-11-2023

Pagina 2/2