

Geldig vanaf:	1 januari 2024	<p>Vanaf €2.013,76 excl. BTW</p> <p>© 2024 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Senzo

Totale lengte:	117 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	63 cm
Totale hoogte:	102 cm (excl. spiegels)
Totaal gewicht:	46,8 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 158 kg
Beschikbare kleuren:	Champagne / Burgundy red / Blue
Zitbreedte:	46 cm
Zitdiepte:	44 cm
Zithoogte:	42,5 cm
Draaicirkel:	305 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	13 cm
Max. snelheid:	Vooruit: 10 km/u
Accu's:	2 x 34 Ah / 12 V
Lader:	3 Ah / 24 V
Actieradius:	<28 km met 34 Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 10 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Senzo

- Kunststof slagvaste covers in de kleur Champagne, Burgundy red en Blue;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem, vrijloop;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard, spatwaterdicht;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius <28 km (met 34 Ah accu's);
- Anti-tip wielen aan achterzijde;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingsaanwijzers, gevaarlichten en geluidssignaal;
- Voorzien van voor- en achtervering;
- Voorzien van 10" lucht voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare comfort zitting, neerklapbaar;
- De armleuningen zijn wegklapbaar, in breedte verstelbaar en afneembaar;
- Uitgerust met een USB-aansluiting;
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Senzo		excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Senzo, Champagne	€ 2.013,76	€ 2.195,00	<input type="checkbox"/>	1.1	03800260	
Excel Senzo, Burgundy red	€ 2.013,76	€ 2.195,00	<input type="checkbox"/>	1.2	03800261	
Excel Senzo, Blue	€ 2.013,76	€ 2.195,00	<input type="checkbox"/>	1.3	03800262	
2. Accu's en acculaders		excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
2 x 34Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810600	
3Ah / 24V acculader, klasse 2	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810355	
3. Opties en accessoires		excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Stokkenhouder de-luxe	€ 80,20	€ 87,42	<input type="checkbox"/>	-	90100030	
Spiegels, links en rechts (set)	€ 36,56	€ 39,85	<input type="checkbox"/>	-	06030100	



1.1



1.2



1.3

Opmerkingen

© 2024 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2024 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

15-11-2023