

Geldig vanaf:	1 januari 2024	<p>Vanaf <b>€182,57</b> excl. BTW</p> <p>© 2024 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V.                  Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel Travel Eaze II

<b>Totale lengte:</b>	69 cm
<b>Totale breedte:</b>	67 cm
<b>Totale hoogte:</b>	72 - 92 cm (verstelbaar)
<b>Totaal gewicht:</b>	8 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 100 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Rosewood red / Coffee brown / Ebony black
<b>Zitbreedte:</b>	45 cm
<b>Zitdiepte:</b>	22 cm
<b>Zithoogte:</b>	53 cm (vanaf de grond gemeten)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel Travel Eaze II

- Verkrijgbaar in de kleuren Rosewood red, Coffee brown en Ebony black;
- Standaard voorzien van remmen, met parkeerfunctie;
- Standaard uitgerust met stabiele 8" voor- en achterwielen;
- Standaard duwhandvatten, in hoogte verstelbaar;
- Eenvoudig mee te nemen dankzij opklapmechanisme, achterwielen opklapbaar door sterknoppen;
- Standaard voorzien van opbergtas, afneembaar, max. 5 kg draaggewicht;
- Standaard uitgerust met rugband en stokhouder;
- Standaard voorzien van zitting en steppers;
- Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.

### Aankruisen

#### 1. Uitvoering Excel Travel Eaze II

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>	art. nr.
Excel Travel Eaze II, rosewood red	€ 182,57	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	1.1 24300500
Excel Travel Eaze II, coffee brown	€ 182,57	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	1.2 24300600
Excel Travel Eaze II, ebony black	€ 182,57	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	1.3 24300700



1.1



1.2



1.3

## Opmerkingen

---



---



---

© 2024 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2024 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponneerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op [www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl).

15-11-2023