

Geldig vanaf:	1 januari 2024	<p>Vanaf €155,05 excl. BTW</p> <p>© 2024 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Triple-Motion

Totale lengte:	70 cm
Totale breedte:	56 cm
Totale hoogte:	76 cm - 86 cm verstelbaar (hoogte duwhandvatten)
Totaal gewicht:	8,2 KG
Gebruikersgewicht:	Max. 100 kg
Beschikbare kleuren:	Grey, Brown, Pink, Blue, Matte Black/Grey
Zitbreedte:	45 cm
Zitdiepte:	22 cm
Zithoogte:	54 cm (vanaf de grond gemeten)




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel Triple-Motion

- Verkrijgbaar in de kleuren Grey, Brown, Pink, Blue, Matte Black en Matte Grey
- Standaard voorzien van multifunctionele remmen;
- Standaard uitgerust met stabiele 8" voor- en achterwielen;
- Standaard duwhandvatten, in hoogte verstelbaar;
- Eenvoudig mee te nemen dankzij opklapmechanisme; de rollator is in drie stappen op te vouwen
- Standaard voorzien van opbergtas, afneembaar, max. 5 kg draaggewicht;
- Standaard uitgerust met rugband
- Standaard voorzien van zitting;
- Geschikt voor binnen gebruik en uitermate geschikt voor buiten gebruik



Aankruisen 

1. Uitvoering Triple-Motion					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Colour Edition:					
Excel Triple-Motion, Blue	€ 155,05	€ 169,00	<input type="checkbox"/>	1.1	40000500
Excel Triple-Motion, Brown	€ 155,05	€ 169,00	<input type="checkbox"/>	1.2	40000400
Excel Triple-Motion, Grey	€ 155,05	€ 169,00	<input type="checkbox"/>	1.3	40000300
Excel Triple-Motion, Pink	€ 155,05	€ 169,00	<input type="checkbox"/>	1.4	40000600
Stealth Edition:					
Excel Triple-Motion, Matte Black	€ 164,22	€ 179,00	<input type="checkbox"/>	1.5	40000100
Excel Triple-Motion, Matte Grey	€ 164,22	€ 179,00	<input type="checkbox"/>	1.6	40000200



Opmerkingen

© 2024 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2024 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

15-11-2023