

Geldig vanaf:	1 januari 2024	<p>Vanaf €4.123,85 excl. BTW</p> <p>© 2024 Van Os Medical B.V.</p> <p>Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy II Deluxe

Totale lengte:	152,5 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	71 cm
Totale hoogte:	Voor: 114 cm. Achter: 130 cm
Totaal gewicht:	132 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 135 kg
Beschikbare kleuren:	Standaard kleuren: Tuscan red Speciale kleuren: Champagne / Lightning blue / Midnight black
Zitbreedte:	48,5 cm
Zitdiepte:	47 cm
Zithoogte:	48 ↔ 58 cm (instelbaar)
Draaicirkel:	329 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	17,5 cm
Max. snelheid:	15 km/u
Accu's:	2 x 73Ah / 12V of 2 x 90Ah / 12V
Lader:	24V / 8Ah
Actieradius:	≤ 44 km met 73Ah accu's of ≤ 55 km met 90Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 15 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy II Deluxe

- Kunststof slagvaste covers in een standaard kleuren, drie speciale kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met tip touch bediening en LCD display, voorzien van temperatuurmeter en afstandmeter, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius: ≤ 44 km (met 73 Ah accu's) en ≤ 55 km (met 90 Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities). Keuze uit viertal kleuren;
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy II Deluxe						excl. btw	incl. btw			art. nr.
1.1 Standaard kleuren										
Excel Galaxy II Deluxe, Tuscan red						€ 4.123,85	€ 4.495,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09746150
1.2 Speciale kleuren										
Excel Galaxy II Deluxe, Champagne						€ 4.215,60	€ 4.595,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09748150
Excel Galaxy II Deluxe, Lightning blue						€ 4.215,60	€ 4.595,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09745150
Excel Galaxy II Deluxe, Midnight black						€ 4.215,60	€ 4.595,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09741150
2. Snelheidsinstellingen						excl. btw	incl. btw			art. nr.
15 km/u versie						Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
3. Accu's en acculaders						excl. btw	incl. btw			art. nr.
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's						Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810620
2 x 90Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's						€ 205,06	€ 223,13	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810630
8Ah / 24V acculader, klasse 1						Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358
4. Stoelen						excl. btw	incl. btw			art. nr.
4.1 Standaard stoelen										
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black						Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard
4.2 Speciale stoelen										
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy						€ 161,22	€ 175,73	<input type="checkbox"/>	4.2	93130862
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige						€ 161,22	€ 175,73	<input type="checkbox"/>	4.3	93130863
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown						€ 161,22	€ 175,73	<input type="checkbox"/>	4.4	93130864
5. Velgen						excl. btw	incl. btw			art. nr.
5.1 Standaard velgen										
Velg zilver (set van 4 stuks)						Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard



6. Opties en accessoires

excl. btw

incl. btw

art. nr.

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 80,20	€ 87,41	<input type="checkbox"/>	6.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.3	91010970
Zitkolom, geveerd	€ 355,98	€ 388,01	<input type="checkbox"/>	-	93130755



6.1



6.2



6.3

Let op: op het moment dat er gekozen wordt voor de optie 'zitkolom, geveerd', vervalt de zithoogte instelling.

Programmeerkosten	€ 59,00	€ 64,31	<input type="checkbox"/>	-	99990008
-------------------	---------	---------	--------------------------	---	----------

*Programmatie betreft de mogelijkheden tot 1) besturing van links naar rechts omzetten. 2) Achteruitrij piep uitschakelen. 3) Snelheid verlagen

Opmerkingen

© 2024 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20.

Het beleid van Van Os Medical B.V. is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. Het product, met fabrikantreferentie S846HBVA52 wordt door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel type Galaxy II Deluxe. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-07-2024 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals geponeerd bij de KVK op 30 juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

15-11-2023

Pagina 3/3