

Geldig vanaf:	1 januari 2024		© 2024 Medipoint
Vestiging:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			
			Adres: Reactorweg 160 Postcode: 3542 AD Plaats: Utrecht, Nederland Telefoon: + 31 (0) 88 10 20 100 Website: info@medipoint.nl

## Specificaties Travixx Comfort Lite

<b>Totale lengte:</b>	102 cm
<b>Totale breedte:</b>	zitbreedte + 20 cm
<b>Totale hoogte:</b>	90 cm (hoogte duwhandvatten)
<b>Totaal gewicht:</b>	11,5 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 113 kg
<b>Beschikbare kleuren</b>	Zwart frame met blauwe bekleding
<b>Zitbreedte:</b>	45 cm
<b>Zitdiepte:</b>	42 cm
<b>Zithoogte:</b>	50 cm

\* verstelbaar



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Travixx Comfort Lite


- Voorzien van 24" CFL wielen;
- Voetsteunen zijn opklapbaar en afneembaar;
- Standaard voorzien van een zitfixatiegordel;
- Standaard voorzien van comfortabele nylon rug- en zitbekleding;
- Uitgerust met een halfneerklapbare rugleuning;
- Voorzien van in hoogte verstelbare armleuningen.



Crash test  
ISO 7176-19



EN 12183  
Compliant

Aankruisen 

## 1. Uitvoering Travixx Comfort Lite

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Travixx Comfort Lite, 45x42 cm, zwart frame, zwart/blauwe nylon bekleding, CFL wielen	€ 531,19	€ 579,00	<input type="checkbox"/>	1.1 386MK111



## Opmerkingen

© 2024 Medipoint., Reactorweg 160, 3542 AD, Utrecht, Nederland. Tel. +31-(0)88 10 20 100. Het beleid van Medipoint is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spellfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2024 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024. De voorwaarden van Medipoint zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

15-11-2023

Pagina 2/2